

Volumen de suministro:

Cesto superior O 184, H 260 (con TA 468, B 531, T 475 mm)

96 toberas ID 110, 2,5 x 110 mm

1 tubo de alimentación

1 junta

Finalidad:

El cesto superior permite tratar hasta 96 tubos de centrifugado, viales o tubos de ensayo para colectores de fracción.

Los recipientes de laboratorio cuya limpieza no es posible debido a su forma de construcción, no quedarán limpios ni desinfectados.

El tratamiento sólo está indicado para recipientes de laboratorio que hayan sido declarados por el fabricante como retratables.

⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora para recipientes de laboratorio así como a las indicaciones del fabricante de los recipientes.

La rotura de cristales durante la limpieza puede causar heridas graves.

El resultado de la limpieza deberá someterse, en su caso, a un examen especial, no sólo visual.


Obsérvese:

Si se utiliza el cesto superior junto con un **cesto inferior con tubo de alimentación**, p. ej. U 175/1, es imprescindible que esté colocado el tapón de cierre del paso de agua. Además, debe aflojar la tuerca moleteada y extraer el tapón. (Sólo en las termodesinfectoras G 7836 y PG 8536.)

Si se utiliza el cesto superior junto con un **cesto inferior sin tubo de alimentación** es imprescindible que el tapón de cierre del paso de agua esté colocado.


⚠ Utilizar el programa LAB PIPETAS o aumentar la cantidad de entrada de agua en el programa utilizado:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.

Montaje del tubo de alimentación:



- Coloque la junta en el alojamiento del cesto superior.
- Coloque el tubo de alimentación en el alojamiento. La conexión para secado con aire caliente está orientada hacia la parte posterior del cesto.
- Apretar manualmente la tuerca de racor.


Disposición de los vidrios de laboratorio:



Para que la altura de los soportes de plástico sólo tenga que ajustarse una vez, el módulo inyector para los vidrios de laboratorio debería ser siempre del mismo tipo y tamaño.

el soporte de plástico es desplazable para así poder ajustar la altura de la tobera del inyector a la altura de los objetos a lavar. Si fuera necesario, puede utilizar unos alicates de puntas planas.


- Desplace el soporte de plástico sobre la tobera del inyector hasta alcanzar la altura deseada.
- Desplace la arandela por debajo del soporte de plástico para asegurar la posición.




Los objetos ligeros pueden asegurarse con una tapa A5.

Para que durante el proceso de limpieza la cubierta A5 no se desplace, todos los vidrios de laboratorio deberían tener la misma forma y tamaño.


Antes del tratamiento de tubos de centrifugado, elimine previamente la suciedad más gruesa.



Los vidrios individuales no deben tocarse.




Si la punta de la tobera tocara el fondo del vidrio, desplace hacia arriba las toberas de plástico y asegúrelas con la arandela.



Ajuste con una llave de boca SW 9 las toberas de inyección que se hayan aflojado.

Cesto superior O 184 para vidraria de laboratório

Miele
PROFESSIONAL



Fornecimento:

Cesto superior O 184, alt. 260 (com TA 468, larg. 531, prof. 475 mm)

96 injectores ID 110, 2,5 x 110 mm

1 tubo de entrada

1 junta

Utilização:

No cesto superior podem ser colocados 96 tubos de centrifuga, vials ou tubos de ensaio para agitadores.

Vidraria de laboratório que devido às suas características e tipo de construção não seja correctamente banhada, não fica adequadamente preparada.

O tratamento mecânico só é adequado para vidraria de laboratório que seja declarada pelos respectivos fabricante como reutilizável.

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfetar e as indicações do fabricante da vidraria de laboratório. Vidros partidos durante o processamento podem provocar lesões. O resultado do tratamento também deve ser controlado adequadamente não só através de controle visual.


Tome nota:

Se o cesto superior for utilizado com um **cesto inferior com tubo de entrada**, por ex. U 175/1, deve ser retirado o tampão da saída de água. Soltar um pouco a porca serrilhada e puxar o tampão. (Só máquinas de lavar e desinfetar G 7836 e PG 8536.)

Se o cesto superior for utilizado em conjunto com um **cesto inferior sem tubo de entrada**, é necessário colocar o tampão fecho na passagem de água.


⚠ Utilizar o programa LAB-PIPETAS ou aumentar o nível de entrada de água nos programas utilizados.:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.

Montagem do tubo de entrada de água:



- Colocar a junta no encaixe do cesto superior.
- Colocar o tubo de entrada de água no bocal. A ligação para a secagem por ar quente está voltada para a zona posterior do cesto.
- Apertar a porca manualmente.


Posicionamento da vidraria:



Para que a altura dos apoios só seja ajustada uma única vez, devem ser utilizados módulos injectores para vidros de laboratório do mesmo tipo e do mesmo tamanho.

O apoio é deslizável, para adaptar a altura dos injectores à altura dos objectos a lavar. Se necessário pode utilizar um alicate de pontas como ajuda.


- Deslizar o apoio no injector até à altura pretendida.
- Deslizar a junta de borracha até à zona inferior do apoio para fixar o posicionamento.




Para que peças mais leves fiquem seguras pode utilizar uma rede de cobertura A5.

Para que a rede de cobertura A5 não deslize durante o processamento, deve colocar no cesto somente vidros de laboratório do mesmo tipo e do mesmo tamanho.


Antes do tratamento dos tubos de centrifuga deve eliminar a sujidade maior antes de os colocar no cesto



Os vidros não podem entrar em contacto uns com os outros.



Caso a ponta do injector encoste à base do vidro, deslize o fixador para cima e fixe-o com a junta de borracha.



Injectores que estejam soltos devem ser fixos com uma chave de bocas SW 9.