

⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de las termodesinfectoras G 7827/28 o PG 8527/28. Para el tratamiento utilice exclusivamente instrumentos/productos médicos que hayan sido declarados por el fabricante como retratables, y tenga en cuenta las indicaciones específicas. El programa de tratamiento utilizado, preferiblemente con desinfección térmica, deberá ajustarse a la calidad del material de los productos médicos. El último aclarado debe realizarse con agua completamente desalinizada, siempre que ésto sea posible. ¡Si se utiliza el reconocimiento del carro deberá ajustarse la codificación!

Volumen de suministro:

Complemento de módulo E 905/1, H 40, B 461, T 510 mm, equipado con:

- 16 conexiones para adaptadores, manguitos y difusores de lavado
- 2 puentes para posicionar los instrumentos

para equipar el complemento se adjunta:

- 1 manguito de lavado E 336 para instrumentos MIC, longitud 121 mm, Ø 11 mm
- 2 tornillos ciegos E 362
- 1 manguito de lavado E 442 para instrumentos MIC, longitud 121 mm, Ø 11 mm, con tapa Ø 6 mm
- 2 adaptadores Luer-Lock ♀ para Luer-Lock ♂ E 447
- 4 mangueras E 448 con racor, manguera de silicona, longitud 300 mm, Ø 5 mm y adaptador Luer-Lock ♀
- 2 adaptadores Luer-Lock ♂ para Luer-Lock ♀ E 449
- 4 difusores inyectoros E 452, 2,5 x 60 mm, enroscables
- 3 difusores inyectoros E 453, 4,0 x 110 mm, con abrazadera, enroscables
- 3 difusores inyectoros E 454 para manguitos de trocar 10 - 15 mm, enroscables
- 1 adaptador E 464 para difusor inyector E 454
- 1 muelle de sujeción E 472 para difusores inyectoros Ø 4 mm
- 1 cestillo con tapa para piezas pequeñas E 907

Campo de aplicación:

El complemento de módulo E 905/1 puede usarse en los carros E 474/4, E 574/1, E 774/1 y E 902/1. Con los carros se adjuntan las respectivas instrucciones de manejo.

El E 905/1 está diseñado para limpieza y desinfección de instrumentos MIC cortos, p. ej., del campo de la artroscopia o la laparoscopia.

En las conexiones de la fila superior pueden disponerse instrumentos de hasta 190 mm de largo y en la inferior, instrumentos de hasta 220 mm de largo.

Compruebe en la carga/antes del inicio del programa:

- si los alojamientos de silicona están puestos, intactos y completos, en las barras de lavado.


⚠ En caso de que no haya alojamientos de silicona o que estén dañados por filtración de líquidos, hay que sustituirlos por alojamientos de silicona nuevos. Sólo después puede volver a utilizarse el módulo. Bajo estas condiciones los alojamientos de silicona estandarizan la presión de lavado.

No debe utilizarse ningún dispositivo de lavado dañado, como toberas, adaptadores o manguitos de lavado.

Aténgase siempre a la muestra de carga determinada para la validación.

⚠ Para la esterilización de los instrumentos MIC, todos ellos deben desmontarse según las indicaciones del fabricante. Los instrumentos de vástago de lumen estrecho no desmontables deben pre-limpiarse según las indicaciones del fabricante.

⚠ Antes de la conexión del instrumental con cavidades huecas debe garantizarse que no están obstruidos los lumen/canales para el agua de lavado. Los instrumentos no deben estar en contacto unos con otros durante la limpieza y desinfección. El instrumental hueco que se ha soltado durante la limpieza, debe limpiarse nuevamente.




Manguitos de lavado

El manguito de lavado E 442 está diseñado para la esterilización de instrumentos con lumen e instrumentos de un Ø inferior a 8 mm.

Los diámetros de los instrumentos y de los orificios de los manguitos de lavado o caperuzas deben seleccionarse de modo que ajusten entre sí.

- Meta los manguitos de trocar con un Ø inferior a 10 mm en el manguito de lavado. Enganche la conexión lateral con un adaptador de manguera E 448. Conecte el adaptador de manguera a la barra de lavado con el alojamiento de silicona.
- Meta los mandriles de trocar con lumen en los manguitos de lavado.
- Enganche las conexiones laterales de los instrumentos a un adaptador de manguera E 448 y meta el adaptador de manguera en un alojamiento de silicona.




Manguitos de trocar Ø 10 - 20 mm


- Desmonte los manguitos de trocar.

Esterilice las piezas pequeñas en un cesto cerrable.


- Meta los manguitos de trocar de Ø 10 - 15 mm en un difusor E 454.
- Para los manguitos de trocar de Ø 15 - 20 mm use la combinación de difusores E 464 más E 454.
- Posicione el manguito de trocar con el muelle de sujeción de modo que el baño de lavado pueda llegar a las áreas críticas a través de los orificios laterales del difusor.



- Enganche la conexión lateral del manguito de trocar a un adaptador de manguera E 448.
- Meta el adaptador de manguera en un adaptador de silicona.




- Meta la válvula de aleta en un difusor inyector E 454 para manguitos de trocar o E 453 con abrazadera.
- Posicione la válvula de aleta con muelle de sujeción o abrazadera de modo que el baño de lavado pueda llegar a las áreas críticas a través de los orificios laterales del difusor.




Mangos

- Enganche los mangos contaminados a un difusor, p. ej., E 452.




Cánulas Veress

- Desmonte las cánulas Veress.
- Coloque la parte exterior de la cánula Veress sobre un difusor E 453 con muelle de sujeción E 472.



- Enrosque la parte interior de la cánula Veress a un adaptador Luer-Lock ♂; la llave debe estar abierta.



Piezas pequeñas

- Coloque las piezas pequeñas como, p. ej., juntas y llaves, en la cesta con cierre E 907/1.
- Cuelgue el cesto cerrado en el complemento de módulo.