

⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora. Para el tratamiento utilice exclusivamente instrumental / productos médicos que hayan sido declarados por el fabricante como retratables y tenga en cuenta las indicaciones específicas para el tratamiento. El programa de tratamiento utilizado, preferiblemente con desinfección térmica, deberá ajustarse a la calidad del material de los productos médicos. El último aclarado debe realizarse con agua completamente desalinizada, siempre que ésto sea posible. ¡Si se utiliza el reconocimiento del carro deberá ajustarse la codificación!

Volumen de suministro:

Carro base E 705/2, H 670, B 530, T 600 mm; se adjuntan:

- 3 E 336, manguito de lavado MIBO, Ø 11 mm, longitud 121 mm
- 2 E 362, tornillos ciegos
- 15 E 442, manguitos de lavado enroscables para instrumentos de Ø 4 - 8 mm, Ø 11 mm, longitud 121 mm, caperuza con orificio Ø 6 mm
- 5 E 443, manguitos de lavado para instrumentos de Ø 8 - 8,5 mm, Ø 11 mm, longitud 121 mm, caperuza con orificio Ø 10 mm
- 1 E 444, tambor para cables de luz fría o mangueras de succión
- 12 E 445, caperuza con orificio Ø 6 mm
- 12 E 446, caperuza con orificio Ø 10 mm
- 3 E 447, adaptadores Luer-Lock ♀ para Luer-lock ♂
- 6 E 448, manguera de silicona 300 mm con adaptador Luer-Lock ♂ para Luer-Lock ♀
- 5 E 449, adaptadores Luer-Lock ♂ para Luer-lock ♀
- 1 E 451, DIN cesto
- 3 E 452, difusor inyector Ø 2,5 mm, longitud 60 mm
- 8 E 453, difusores inyector con muelle de sujeción Ø 4 mm, longitud 100 mm
- 6 E 454, difusores inyector para manguitos de trocar con Ø 10 - 15 mm, con muelle para ajustar la altura, Ø 8 mm, longitud 150 mm
- 4 E 456, muelle de apertura para instrumentos MIC
- 3 E 464, alojamientos para difusores inyector E 454 para manguitos de trocar de Ø 20, con muelle para ajustar la altura, Ø 13 mm, longitud 65 mm
- 2 E 472, muelle de sujeción para difusor inyector Ø 4 mm
- 2 m manguera de silicona, Ø 5 mm

Campo de aplicación:

Una limpieza y desinfección interior de un nivel aceptable sólo puede realizarse con instrumentos suficientemente desmontables y un adecuado uso de difusores, manguitos y adaptadores. La esterilización lograda de las zonas interiores de los instrumentos deberá someterse, si procede, a un examen especial, no sólo visual.

En el carro inyector E 705/2 pueden esterilizarse a máquina instrumentos MIC de una longitud máxima de 600 mm. Puede usarse en las termodesinfectoras G 7825 y G 7826.

El nivel superior está equipado con diferentes conexiones para instrumentos de cuerpo hueco, p. ej., para trocares, cánulas y vástagos.

Los niveles inferiores del carro inyector están equipados con complementos y cestos para esterilizar los instrumentos sin lumen; dimensiones de carga en mm (numeración de niveles desde abajo):

Nivel 1: Al 100, An 480, Fo 545,

Nivel 2: Al 75, An 485, Fo 545.


Compruebe en la carga/antes del inicio del programa:

- si los alojamientos de silicona están puestos, intactos y completos, en las barras de lavado,
- si los brazos aspersores giran libremente,
- si los orificios de difusor del brazo aspersor están limpios y libres de obstrucciones,
- si el carro introducido está bien acoplado al suministro de agua de la termodesinfectora.

⚠ Para que en todos los dispositivos de lavado haya una presión de lavado estándar suficiente, todos los juegos de atornillado deben estar provistos de toberas, adaptadores, manguitos de lavado o tornillos ciegos. No debe utilizarse ningún dispositivo de lavado dañado, como toberas, adaptadores o manguitos de lavado.

En caso de que no haya alojamientos de silicona o que estén dañados por filtración de líquidos, hay que sustituirlos por alojamientos de silicona nuevos. Sólo después puede volver a utilizarse el carro (el cesto, el módulo). Bajo estas condiciones los alojamientos de silicona estandarizan la presión de lavado.

Los alojamientos que no estén ocupados con instrumental no deben sustituirse por tornillos ciegos.



Aténgase siempre a la muestra de carga determinada para la validación.

⚠ Para la esterilización de los instrumentos MIC, todos ellos deben desmontarse según las indicaciones del fabricante. Los instrumentos de vástago de lumen estrecho no desmontables deben pre-limpiarse según las indicaciones del fabricante.

⚠ Antes de conectar los instrumentos de cuerpo hueco debe estar garantizada la inobstrucción del lumen/canal para el baño de lavado. Los instrumentos no deben estar en contacto unos con otros durante la limpieza y desinfección.


⚠ En los niveles inferiores del carro no coloque artículos para lavar que cubran o cestos recargados, porque el baño de lavado no llegará a los instrumentos.

Manguitos de lavado

Los manguitos de lavado E 336, E 442 y E 443 están diseñados para la esterilización de instrumentos con lumen y con un diámetro exterior inferior a 10 mm.


Los diámetros de los instrumentos y de los orificios de los manguitos de lavado o caperuzas deben seleccionarse de modo que ajusten entre sí.

- Meta los vástagos de los instrumentos MIC en los manguitos de lavado con caperuza.
- Meta las pinzas HF y los electrodos con el extremo funcional hacia abajo en los manguitos de lavado con caperuza.
- Meta los instrumentos de vástago no desmontables en un manguito de lavado. Los extremos funcionales deben estar abiertos; para ello, si es preciso, deje abierto el mango con un muelle de sujeción E 472. Conecte la conexión lateral del instrumento a un adaptador de manguera E 448. Conecte el adaptador de manguera a la barra de lavado con el alojamiento de silicona.
- Meta los manguitos de trocar con un Ø inferior a 10 mm en los manguitos de lavado. Enganche la conexión lateral con un adaptador de manguera E 448. Conecte el adaptador de manguera a la barra de lavado con el alojamiento de silicona.




Mangos

- Enganche los mangos contaminados a un difusor, p. ej., E 452.



Accesorios de trabajo

Los accesorios de trabajo, cables HF y los mangos ligeramente contaminados pueden esterilizarse en el complemento E 457 (accesorio no incluido en el volumen de suministro). Con el complemento se adjunta una Guía de Uso aparte.




Manguitos de trocar Ø 10 - 20 mm

- Desmonte los manguitos de trocar.


Esterilice las piezas pequeñas en un cesto cerrable.

- Meta los manguitos de trocar de Ø 10 - 15 mm en un difusor E 454.
Para los manguitos de trocar de Ø 15 - 20 mm use la combinación de difusores E 464 más E 454.

- Posicione el manguito de trocar con el muelle de sujeción de modo que el baño de lavado pueda llegar a las áreas críticas a través de los orificios laterales del difusor.



- Enganche la conexión lateral del manguito de trocar a un adaptador de manguera E 448.
- Enrosque el adaptador de manguera a la barra de lavado.




- Meta la válvula de aleta en un difusor inyector E 454 para manguitos de trocar o E 453 con abrazadera.
- Posicione la válvula de aleta con muelle de sujeción o abrazadera de modo que el baño de lavado pueda llegar a las áreas críticas a través de los orificios laterales del difusor.



Aparatos ópticos

⚠ ¡Los aparatos ópticos deben esterilizarse siempre en los complementos del fabricante de éstos o en el complemento especial E 460 para protegerlos de los daños mecánicos!

- Coloque el complemento con los aparatos ópticos en el nivel inferior del carro.




Cánulas Veress

- Desmonte las cánulas Veress.
- Coloque la parte exterior de la cánula Veress sobre un difusor E 453 con muelle de sujeción E 472.


El extremo superior de la cánula Veress lo sujeta el soporte de alambre.

El difusor puede colocarse también en la barra de lavado recta.




- Enrosque la parte interior de la cánula Veress a un adaptador Luer-Lock ♂; la llave debe estar abierta.
- El extremo superior de la cánula Veress lo sujeta el soporte de alambre.

El adaptador Luer-Lock puede colocarse en la barra de lavado recta.




Piezas pequeñas

- Coloque las piezas pequeñas como, p. ej., juntas y llaves, en la cesta cerrable E 451.
- Coloque el cesto cerrado en el nivel inferior del carro.



Asegure las piezas más pequeñas que puedan colarse por la malla del cesto o el hueco entre el cesto y la tapa, p. ej., en el complemento E 473/1 (accesorio no incluido en el volumen de suministro).

- Fije el complemento E 473/1 a un nervio del carro.



Cables de luz fría y mangueras de succión

Los cables de luz fría y las mangueras de succión pueden esterilizarse con el complemento E 444. Con el complemento se adjunta una Guía de Uso aparte.



- Cuelgue el complemento E 444 de un soporte del carro.
- Conecte el extremo de la manguera de succión a un adaptador adecuado para que el lumen se lave hacia arriba.

Los extremos que sobresalgan del cable de luz fría o de la manguera de succión no deben fijarse al carro o a la puerta de la termodesinfectora.