

ProCare

Universal 70 ST

Universalrengøringsmiddel

Anvendelse

Universalrengøringsmiddel, der ikke er underlagt mærkningskrav, til skånsom fjernelse af fedt fra alle overflader, der kan behandles med vand. Egnede til rengøring af Miele- og Steelco-maskiner af rustfrit stål. Ikke beregnet til rengøring af større flader. Kun til kommerciel brug. *ProCare Universal 70 ST* tjener til fjernelse af vedhæftende stoffer, som er påført under den daglige brug af apparaterne og som på længere sigt kan angribe overfladerne. Apparaterne får en homogen optik og en naturlig glans.

Produktegenskaber

Med den specielle kombination af aktive stoffer løsner produktet:

- Olie- og fedtforureninger
- Rester af vegetabilsk og animalsk oprindelse
- Blod- og proteinrester
- Hårdnakkede vedhæftninger

Produktet udmærker sig endvidere ved:

- Certificeret med EU ecolabel
- Kræver ikke deklaration
- Fri for fosfater, silikater, parafinolie og abrasive bestanddele
- Materialeskånende
- Kan let skylles af



Dosering og anvendelse

Påfør på en våd rengøringsklud, helst af mikrofiber.

Brug den derefter til at behandle de overflader, der skal rengøres. Efter en kort eksponeringstid skal overfladen tørres grundigt af med en fugtig klud og derefter poleres med en tør klud.

Bemærk venligst!

Må ikke blandes med andre produkter.

ProCare

Universal 70 ST

Universalrengøringsmiddel

Tekniske data

Masse (20 °C): ca.1,0 g/ml

pH- værdi (20 °C): ca. 10,9

Udseende: klar, lysegrøn

Indholdsstoffer

Blandet af ikke- og anioniske tensider, opløsningsformidlere, kompleksdannere og glykolethen.

Lagringsanvisninger

- Krævet lagringstemperatur: 5 °C til 25 °C
- Ved korrekt lagring er der ingen begrænsning for brugbarheden

Fare- og sikkerhedsanvisninger

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. De kan findes under www.miele-professional.com.

Beholder bortskaffes lukket og tømt for rester. Bortskaffelse af materialerester: se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne på dette blad bygger på vores nuværende viden og erfaring. De fritager ikke brugeren for egne test og forsøg. En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Contact:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Denmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tel. +45 43271100
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Producer

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
Telefon +49 (0) 52130370
info@stockmeier.com
www.stockmeier.de