

**Miele**

## **ProClean Check**

Routine Checks for ideal process results.

Miele Professional. Immer Besser.





# Check Process Results During Routine Operation.

Reliable reprocessing is a must in dental settings. Successful process validation lays the groundwork for ensuring that reprocessing is effective – but this step is not enough by itself. Processes also need to be monitored during routine operation. Miele Professional’s solution in the form of ProClean Check indicators gives your dental team the tools to assess and document hygiene standards.

## ProClean Check

**Use:** for verifying the washing effectiveness of the automatic machines as part of routine cleaning checks.



**Function:** routine verification of cleaning cycles in automatic washer and washer-disinfectors through indicator strips containing a mixture of specially combined natural-colored components. The indicator colored test soil dissolves with most of the cleaning agent and is swept along with the washing fluid.

**Application:** Place one ProClean Check Holder with one ProClean Check Indicator at different positions on the lower and upper basket to monitor the performance on all areas of the washing machine. After the cleaning cycle, remove each ProClean Check Indicator holder and analyze the ProClean Check Indicators using the reference table and record the results.

**Miele**

**ProClean Check indicators**  
Indicateurs de contrôle

ProClean Check Indicators can be used to verify the washing effectiveness of the automatic machines.  
Les indicateurs de contrôle peuvent être utilisés pour vérifier l'efficacité du lavage des machines automatiques.

Ⓢ Indicators should be stored in a dry place, protected from light at temperatures between 10-30 °C, 30-80 % relative humidity. Do not reuse. Recyclable. Consult instructions for use.  
Ⓢ Les indicateurs doivent être stockés dans un endroit sec, à l'abri de la lumière à des températures comprises entre 10-30 °C, 30-80 % d'humidité relative. Pas de réutilisation. Recyclable. Consulter le mode d'emploi.

Manufactured for: / Fabriqué pour:  
Miele Ltd./Limitée Canada  
161 Four Valley Dr.  
Vaughan, ON L4K 4V8  
888.325.3957  
professional@miele.ca  
miele.ca/en/p  
miele.ca/fr/p

Made in Argentina  
Fabriqué en Argentine

R01



Slide indicators inside ProClean Check Holder (x2)



Place on upper and lower basket inside machine



Program cycle



Visual inspection of indicators



Documentation



**200** indicators per packaging unit