

# ProCare

**Universal 70 ST**

## Universalrengøringsmiddel

### Contact

#### Germany

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Denmark

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
Tel. +45 43271100  
professional@miele.dk  
www.miele.dk/professional

#### Producers

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG  
Am Stadtholz 37  
33609 Bielefeld  
Telefon +49 (0) 52130370  
info@stockmeier.com  
www.stockmeier.de

### Anvendelse

ProCare Universal 70 ST er et brugsfærdigt, mild alkalisk, flydende højkoncentrat på basis af en speciel kombination af aktive tensider. Produktet anvendes på Miele Professional og Steelco apparater med overflade af rustfrit stål. ProCare Universal 70 ST tjener til fjernelse af vedhæftende stoffer, som er påført under den daglige brug af apparaterne og som på længere sigt kan angribe overfladerne. Apparaterne får en homogen optik og en naturlig glans.

### Produktegenskaber

Med den specielle kombination af aktive stoffer løser produktet:

- Olie- og fedtforureninger
- Rester af vegetabilsk og animalsk oprindelse
- Blod- og proteinrester
- Hårdnakkede vedhæftninger

Produktet udmærker sig endvidere ved:

- Certificeret med EU ecolabel
- Kræver ikke deklaration
- Fri for fosfater, silikater, parafinolie og abrasive bestanddele
- Materialeskånende
- Kan let skylles af

### Dosering og anvendelse

ProCare Universal 70 ST er en brugsfærdig spray, som påføres manuelt på den overflade, der skal rengøres og skylles grundigt af med klart vand efter kort indvirkningstid.

### Bemærk venligst!

Må ikke blandes med andre produkter.

### Tekniske data

Masse (20 °C):	ca. 1,0 g/ml
pH- værdi (20 °C):	ca. 10,9
Udseende:	klar, lysegrøn

### Indholdsstoffer

Blandet af ikke- og anioniske tensider, opløsningsformidlere, kompleksdannere og glykolethen.

### Lagringsanvisninger

- Krævet lagringstemperatur: 5 °C til 25 °C
- Ved korrekt lagring er der ingen begrænsning for brugbarheden

### Fare- og sikkerhedsanvisninger

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. De kan findes under [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com).

Beholder bortskaffes lukket og tømt for rester. Bortskaffelse af materialerester: se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne på dette blad bygger på vores nuværende viden og erfaring. De fritager ikke brugeren for egne test og forsøg. En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.