

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

# ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

ProCare Dent 30 C

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Usi identificati

PC35

Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Indirizzo/Produttore

Miele &amp; Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

D-33332 Gütersloh

Nr. telefono +49 5241 89 0

No. Fax +49 5241 89 2090

www.miele-professional.com

#### Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda di sicurezza:

sida@drweigert.de

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per scopi medici contattare il CAV Niguarda Tel. +39 02 66101029

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 3 H412

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Pittogrammi di pericolo



#### Avvertenza

Attenzione

#### Indicazioni di pericolo

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

## ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza

P273

Non disperdere nell'ambiente.

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
Eliminare solo quando il contenitore è vuoto e chiuso: Per eliminazione di residui di prodotto, vedere il Scheda dati di Sicurezza.

### Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene

2-ottil-2H-isotiazol-3-one

### 2.3. Altri pericoli

Nessun pericolo particolare da segnalare.

Il prodotto non contiene delle sostanze PBT. Il prodotto non contiene nessuna sostanza vPvB. Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo. Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

#### Componenti pericolosi

##### acido citrico

No. CAS

77-92-9

No. EINECS

201-069-1

Numero di

01-2119457026-42

registrazione

Concentrazione

>=

25

<

50

%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Irrit. 2

H319

STOT SE 3

H335

##### 2-ottil-2H-isotiazol-3-one

No. CAS

26530-20-1

No. EINECS

247-761-7

Concentrazione

>=

0,0025

<

0,025

%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 2

H330

Acute Tox. 3

H311

Acute Tox. 3

H301

Skin Corr. 1

H314

Eye Dam. 1

H318

Skin Sens. 1A

H317

Aquatic Acute 1

H400

Aquatic Chronic 1

H410

Via d'esposizione: per via inalatoria

Via d'esposizione: per via cutanea

Via d'esposizione: per via orale

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Sens. 1A

H317

>= 0,0015 %

Aquatic Acute 1

M = 100

Aquatic Chronic 1

M = 100

# ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

**Indicazioni particolari**

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Togliere subito gli indumenti contaminati, impregnati e metterli in luogo sicuro.

**Se inalato**

Far affluire aria fresca. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

**In caso di contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

**In caso di contatto con gli occhi**

In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua per 15 minuti. In caso di irritazione consultare un oculista.

**Se ingerito**

Pulire a fondo la bocca con acqua.

**Autoprotezione del soccorritore**

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali****Note per il medico / Rischi**

Nel caso di ingestione con successivo vomito, l'aspirazione può pervenire in polmoni, il che può provocare la polmonite chimica o comportare l'asfissia.

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Il prodotto non è combustibile. Utilizzare misure antincendio adeguate all'ambiente.

**Agenti estintori non adeguati**

Getto d'acqua pieno

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi****Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco**

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata.

**Indicazioni particolari**

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle

# ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Avvertenze per un impiego sicuro

Evitare la formazione di aerosoli. Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici. Conservare il recipiente ben chiuso.

#### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il prodotto non è combustibile.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore > -3 < 30 °C

#### Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Ventilare adeguatamente i locali di magazzino. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto.

#### Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo 10-13 Altre sostanze combustibili e incombustibili  
TRGS 510

### 7.3. Usi finali particolari

nessun dati

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Indicazioni particolari

Non sono noti altri parametri da sorvegliare.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Dati di progetto / Misure di igiene

Tenere a disposizione un dispositivo per sciacquare gli occhi. Non respirare gas/vapori/aerosol. Evitare il

# ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

contatto con gli occhi e con la pelle. Non fumare, nè mangiare nè bere durante il lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro.

**Protezione respiratoria - Nota**

Non necessario, evitare però l'aspirazione di vapori. Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo.

**Protezione delle mani**

Guanti resistenti ai prodotti chimici

Uso Contatto permanente con le mani

Materiale idoneo neoprene

Spessore del guanto  $\geq$  0,65 mm

Tempo di penetrazione  $>$  480 min

Materiale idoneo nitrile

Spessore del guanto  $\geq$  0,4 mm

Tempo di penetrazione  $>$  480 min

Materiale idoneo butile

Spessore del guanto  $\geq$  0,7 mm

Tempo di penetrazione  $>$  480 min

Uso Contatto con le mani di breve durata

Materiale idoneo nitrile

Spessore del guanto  $\geq$  0,11 mm

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

**Protezione degli occhi**

Occhiali con protezione laterale; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

**Protezione fisica**

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Stato di aggregazione** liquido

**Colore** incolore

**Odore** inodore

**Punto di fusione**

Osservazioni non determinato

**Punto di congelamento**

Osservazioni non determinato

**punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione**

Valore  $>$  100 °C

**Inflammabilità**

Valutazione Non applicabile

**Limite inferiore e superiore di esplosività**

Osservazioni Non applicabile

**Punto di infiammabilità**

Osservazioni Non applicabile

**Temperatura di accensione**

Osservazioni Non applicabile

**Temperatura di decomposizione**

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

## ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

Osservazioni

Osservazioni

non determinato

**valore pH**

Valore

circa 1,0

Temperatura

20 °C

**Viscosità****dinamica**

Valore

&lt; 10

Temperatura

20 °C

mPa.s

**La solubilità/le solubilità**

Osservazioni

non determinato

**coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)**

Osservazioni

non determinato

**Tensione di vapore**

Osservazioni

non determinato

**densità e/o densità relativa**

Valore

1,17

Temperatura

20 °C

g/cm<sup>3</sup>**Densità relativa di vapore**

Osservazioni

non determinato

### 9.2. Altre informazioni

**Soglia odore**

Osservazioni

non determinato

**Coefficiente di evaporazione**

Osservazioni

non determinato

**Idrosolubilità**

Osservazioni

miscibile a piacere

**Proprietà esplosive**

Valutazione

no

**Proprietà ossidanti**

Valutazione

Nessuna conosciuta.

**Indicazioni particolari**

Nessuna conosciuta.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

### 10.2. Stabilità chimica

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.4. Condizioni da evitare

Non sono note reazioni pericolose.

## ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

### 10.5. Materiali incompatibili

Reazioni con alcali (soluzioni alcaline).

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta per via orale

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tossicità acuta per via orale (Componenti)

##### acido citrico

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Specie | ratto |       |       |
| DL50   |       | 11700 | mg/kg |

##### acido citrico

|        |      |      |       |
|--------|------|------|-------|
| Specie | topo |      |       |
| DL50   |      | 5040 | mg/kg |

#### Tossicità acuta per via cutanea

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tossicità acuta per via inalatoria

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Corrosione/irritazione cutanea

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Valutazione  | irritante                                      |
| Osservazioni | I criteri di classificazione sono soddisfatti. |

#### sensibilizzazione

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Valutazione  | Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. |
| Osservazioni | I criteri di classificazione sono soddisfatti.             |

#### Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mutagenicità

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tossicità per la riproduzione

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Cancerogenicità

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

# ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

## Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

### Esposizione singola

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Esposizione ripetuta

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'uomo

Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo.

### Esperienze pratiche

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie.

### Indicazioni particolari

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del prodotto.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

#### Informazioni generali

non determinato

#### Tossicità per i pesci (Componenti)

##### acido citrico

Specie

leucisco dorato (*Leuciscus idus*)

CL50

440

a

706

mg/l

Durata esposizione

96

h

#### Tossicità per Daphnia (Componenti)

##### acido citrico

Specie

Daphnia magna

CE50

120

mg/l

Durata esposizione

72

h

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### Informazioni generali

non determinato

#### Facile degradabilità (Componenti)

##### acido citrico

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

#### Informazioni generali

non determinato

#### coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioni

non determinato

## ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

### 12.4. Mobilità nel suolo

#### Informazioni generali

non determinato

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene nessuna sostanza PBT o vPvB.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'ambiente

Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

### 12.7. Altri effetti avversi

#### Informazioni generali

non determinato

#### Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 18 01 06\* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

Codice rifiuto CEE 20 01 29\* detergenti contenenti sostanze pericolose

I numeri di codice identificativo de refluò qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrò aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

#### Contenitori contaminati

Codice rifiuto CEE 15 01 02 imballaggi in plastica

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

Codice rifiuto CEE 15 01 10\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

|                              | Trasporto via terra<br>ADR/RID                                      | Trasporto marittimo<br>IMDG/GGVSee                                         | Trasporto aereo                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numero ONU o numero ID | Il prodotto non è una merce di pericolo per il trasporto terrestre. | Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima. | Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo. |

### Informazioni per tutti i modi di trasporto

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si vedano le sezioni 6-8.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

# ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

## Altre informazioni

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Componenti (regolamento (CE) n. 648/2004)

##### Altri componenti

agenti conservanti: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one

#### VOC

VOC (EC) 0 %

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Criteri di classificazione e metodo applicati per derivare la classificazione della miscela ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### Frasi H del capitolo 2/3

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Tossico se ingerito.                                                   |
| H311 | Tossico per contatto con la pelle.                                     |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                     |
| H330 | Letale se inalato.                                                     |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                      |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

### Categorie CLP del capitolo 2/3

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Tossicità acuta, Categoria 2                                                |
| Acute Tox. 3      | Tossicità acuta, Categoria 3                                                |
| Aquatic Acute 1   | Pericoloso per l'ambiente acquatico, acute, Categoria 1                     |
| Aquatic Chronic 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 1                   |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3                   |
| Eye Dam. 1        | Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1                                  |
| Eye Irrit. 2      | Irritazione oculare, Categoria 2                                            |
| Skin Corr. 1      | Corrosione cutanea, Categoria 1                                             |
| Skin Sens. 1      | Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                      |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A                                     |
| STOT SE 3         | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3 |

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

## ProCare Dent 30 C

Versione: 4 / IT

Sostituisce la versione: 3 Data di revisione: 26.02.2024  
/ IT

Data di stampa 05.02.25

### Abbreviazioni

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
IBC: Intermediate Bulk Container  
CAS: Chemical Abstracts Service  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
ISO: International Organization for Standardization  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
IMO: International Maritime Organization  
UN: United Nations  
EU: European Union

### Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : \*\*\*

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi