

# ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

ProCare Lab 11 MA

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

#### Usos identificados

PC35

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

#### Dirección/Fabricante

Miele &amp; Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

D-33332 Gütersloh

Teléfono

+49 5241 89 0

Fax

+49 5241 89 2090

www.miele-professional.com

#### Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS:

sida@drweigert.de

### 1.4. Teléfono de emergencia

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20 (servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año)

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H335

El producto está clasificado y etiquetado según Reglamento (CE), nº 1272/2008.

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

#### Pictogramas de peligro



#### Palabra de advertencia

Peligro

## ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

### Indicaciones de peligro

- H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos de prudencia

- P260 No respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.  
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.  
Eliminar el envase sólo vacío y bien cerrado. Para eliminar los residuos, por favor consulte la hoja de seguridad.  
<ES> Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20.

### Componente(s) determinativo(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene metasilicato de disodio

### 2.3. Otros peligros

No se conocen peligros a indicar específicamente.  
El producto no contiene sustancias PBT. El producto contiene ningunas sustancias vPvB. Este producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos. El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

#### Componentes peligrosos

##### metasilicato de disodio

|                                              |                  |      |   |
|----------------------------------------------|------------------|------|---|
| No. CAS                                      | 10213-79-3       |      |   |
| No. EINECS                                   | 229-912-9        |      |   |
| Número de registro                           | 01-2119449811-37 |      |   |
| Concentración                                | >= 50            |      | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) |                  |      |   |
|                                              | Skin Corr. 1B    | H314 |   |
|                                              | STOT SE 3        | H335 |   |
|                                              | Eye Dam. 1       | H318 |   |
|                                              | Met. Corr. 1     | H290 |   |

##### fatty alcohol, ethoxylated

|                                              |                   |      |   |
|----------------------------------------------|-------------------|------|---|
| No. CAS                                      | 146340-16-1       |      |   |
| No. EINECS                                   | 604-522-5         |      |   |
| Concentración                                | >= 1              | < 10 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) |                   |      |   |
|                                              | Skin Irrit. 2     | H315 |   |
|                                              | Aquatic Acute 1   | H400 |   |
|                                              | Aquatic Chronic 3 | H412 |   |

# ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

## Otras informaciones

Texto exacto de las frases H: véase sección 16

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Indicaciones generales

Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Facilitar siempre al médico esta Ficha de Datos de Seguridad.

#### Si es inhalado

Procurar aire fresco. La respiración intensiva de polvo requiere tratamiento médico inmediato.

#### En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Procurar tratamiento médico.

#### En caso de contacto con los ojos

Dilatar los párpados, enjuagar los ojos minuciosamente (15 min.). Acudir inmediatamente al médico.

#### Si es tragado

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua. Dar a beber abundante agua en pequeños sorbos. No provocar el vómito.

#### Autoprotección del socorrista

Primer socorrista: preste atención a su propia seguridad.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

#### Notas para el médico / Riesgos

Al ser tomado pueden presentarse vómitos seguidos que pueden causar la aspiración

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción adecuados

El producto en sí no es combustible; tomar las medidas contra incendios según las características del incendio en las proximidades del producto.

#### Agentes de extinción inadecuados

Compatible con todos los agentes extintores habituales.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### Equipo de protección especial para los bomberos

No respirar los gases de la explosión y/o combustión. En caso de incendio, llevar equipo respiratorio adecuado.

#### Otras informaciones

# ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Reducir con agua pulverizada el polvo que se forme.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con medios mecánicos. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

#### Consejos para una manipulación segura

Evitar la formación y acumulación de polvo. Manténgase el recipiente bien cerrado.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Temperatura de almacenamiento recomendada

Valor > 0 < 30 °C

#### Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Conservar en su envase original, herméticamente cerrado.

#### Clases de almacenamiento

Clase de almacenamiento 8B Sustancias peligrosas corrosivas no combustibles según TRGS 510

### 7.3. Usos específicos finales

ningunos datos

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### Otras informaciones

No se conocen otros parámetros a vigilar.

### 8.2. Controles de la exposición

#### Disposiciones de ingeniería / Medidas de higiene

No respirar el polvo/humo/aerosol. Evítase el contacto con los ojos y la piel. No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. Al terminar el trabajo, procurar limpieza y cuidado a fondo de la piel.

#### Protección respiratoria - Nota

En caso de formación de polvo usar aparato respiratorio. Filtro P2 para partículas

#### Protección de las manos

Guantes resistentes a productos químicos

## ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

|                                                  |                                 |      |     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|
| Uso                                              | Permanente contacto con la mano |      |     |
| Material adecuado                                | neopreno                        |      |     |
| Espesor del guante                               | >=                              | 0,65 | mm  |
| Tiempo de perforación                            | >                               | 480  | min |
| Material adecuado                                | nitrilo                         |      |     |
| Espesor del guante                               | >=                              | 0,4  | mm  |
| Tiempo de perforación                            | >                               | 480  | min |
| Material adecuado                                | bútilo                          |      |     |
| Espesor del guante                               | >=                              | 0,7  | mm  |
| Tiempo de perforación                            | >                               | 480  | min |
| Uso                                              | Breve contacto con la mano      |      |     |
| Material adecuado                                | nitrilo                         |      |     |
| Espesor del guante                               | >=                              | 0,11 | mm  |
| Protección de las manos debe cumplir con EN 374. |                                 |      |     |

### Protección de los ojos

Gafas protectoras con protección lateral; Protección de los ojos debe cumplir con EN 166.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                             |                |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---|
| Estado del agregado                                                         | sólido         |    |   |
| Color                                                                       | blanco         |    |   |
| Olor                                                                        | característico |    |   |
| Punto de fusión                                                             |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No determinado |    |   |
| Punto de congelación                                                        |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No determinado |    |   |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No determinado |    |   |
| Inflamabilidad                                                              |                |    |   |
| comentario                                                                  | no arde        |    |   |
| Límite superior e inferior de explosividad                                  |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No aplicable   |    |   |
| Punto de ignición                                                           |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No aplicable   |    |   |
| Temperatura de ignición                                                     |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No aplicable   |    |   |
| Temperatura de descomposición                                               |                |    |   |
| Observaciones                                                               |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No determinado |    |   |
| valor pH                                                                    |                |    |   |
| Valor                                                                       | aprox          | 12 |   |
| Concentración/H <sub>2</sub> O                                              |                | 10 | % |
| Viscosidad                                                                  |                |    |   |
| Observaciones                                                               | No aplicable   |    |   |
| Solubilidad(es)                                                             |                |    |   |

## ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

Observaciones

No determinado

### **Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)**

Observaciones

No determinado

### **Presión de vapor**

Observaciones

No determinado

### **Densidad y/o densidad relativa**

Observaciones

No determinado

### **Densidad relativa de vapor**

Observaciones

No determinado

## **9.2. Otros datos**

### **Límite de mal olor**

Observaciones

No determinado

### **Coefficiente de evaporación**

Observaciones

No determinado

### **Hidrosolubilidad**

Observaciones

soluble

### **Propiedades explosivas**

comentario

no

### **Propiedades comburentes**

Observaciones

No aplicable

### **Densidad aparente**

Valor

0,915 a 0,965 g/cm<sup>3</sup>

### **Otras informaciones**

No se conocen.

## **SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

### **10.1. Reactividad**

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

### **10.2. Estabilidad química**

No se conocen reacciones peligrosas.

### **10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

No se conocen reacciones peligrosas.

### **10.4. Condiciones que deben evitarse**

No se conocen reacciones peligrosas.

### **10.5. Materiales incompatibles**

Reacción exotérmica fuerte con ácidos.

### **10.6. Productos de descomposición peligrosos**

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

## **SECCIÓN 11. Información toxicológica**

### **11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**

## ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

### Toxicidad agua por vía oral

|               |                                                                                    |      |  |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|
| Especies      | rata                                                                               |      |  |       |
| ATE           | >                                                                                  | 2000 |  | mg/kg |
| método        | Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)                               |      |  |       |
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |      |  |       |

### Toxicidad agua por vía oral (Componentes)

#### metasilicato de disodio

|          |      |      |   |            |
|----------|------|------|---|------------|
| Especies | rata |      |   |            |
| DL50     |      | 1150 | a | 1350 mg/kg |

#### fatty alcohol, ethoxylated

|          |      |      |  |       |
|----------|------|------|--|-------|
| Especies | rata |      |  |       |
| DL50     | >    | 2000 |  | mg/kg |

### Toxicidad dérmica aguda

|               |                                                                                    |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Toxicidad aguda por inhalación

|               |                                                                                    |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Corrosión o irritación cutáneas

|               |                                                 |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| comentario    | corrosivo                                       |  |  |  |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. |  |  |  |

### lesiones o irritación ocular graves

|               |                                                 |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| comentario    | corrosivo                                       |  |  |  |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. |  |  |  |

### sensibilización

|               |                                                                                    |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada

|               |                                                                                    |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Mutagenicidad

|               |                                                                                    |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Toxicidad para la reproducción

|               |                                                                                    |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Carcinogenicidad

|               |                                                                                    |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

#### Exposición única

|               |                                                 |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. |  |  |  |
| comentario    | Puede irritar las vías respiratorias.           |  |  |  |

#### Exposición repetida

|               |                                                                     |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|

# ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

clasificación.

## Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## 11.2. Información sobre otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta a humanos

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos.

### Experiencias de la práctica

La inhalación de polvos puede causar irritaciones de las vías respiratorias.

### Otras informaciones

No existen más datos sobre las informaciones indicadas en este subapartado en relación con el producto.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

#### Indicaciones generales

No determinado

#### Toxicidad para los peces (Componentes)

##### fatty alcohol, ethoxylated

|          |                                       |      |
|----------|---------------------------------------|------|
| Especies | Orfo dorado ( <i>Leuciscus idus</i> ) |      |
| CL50     | 0,6                                   | mg/l |
| método   | DIN 38412 / parte 15                  |      |

##### metasilicato de sodio

|                      |                                          |      |
|----------------------|------------------------------------------|------|
| Especies             | Pez cebrado ( <i>Brachydanio rerio</i> ) |      |
| CL50                 | 210                                      | mg/l |
| Tiempo de exposición | 96 h                                     |      |

#### Toxicidad para dafnia (Componentes)

##### fatty alcohol, ethoxylated

|        |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| CL50   | 1,2                  | mg/l |
| método | DIN 38412 / parte 11 |      |

##### metasilicato de sodio

|                      |               |      |
|----------------------|---------------|------|
| Especies             | Daphnia magna |      |
| CE50                 | 1700          | mg/l |
| Tiempo de exposición | 48 h          |      |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

#### Indicaciones generales

No determinado

#### Eliminación fácil (Componentes)

##### fatty alcohol, ethoxylated

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### Indicaciones generales

No determinado

#### Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Observaciones | No determinado |
|---------------|----------------|

## ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

### 12.4. Movilidad en el suelo

#### Indicaciones generales

No determinado

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Indicaciones generales

No determinado

#### Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto contiene ningunas sustancias PBT o vPvB.

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

#### Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta al medio ambiente

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

### 12.7. Otros efectos adversos

#### Indicaciones generales

No determinado

#### Información complementaria sobre la ecología

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Se debe impedir que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

#### Residuos

|                        |           |                                                                         |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código de residuos CER | 18 01 06* | Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

|                        |           |                                                 |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Código de residuos CER | 20 01 29* | Detergentes que contienen sustancias peligrosas |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|

Se recomiendan los códigos de residuos según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) indicados. La determinación definitiva se deberá realizar de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

#### Envases contaminados

|                        |          |                     |
|------------------------|----------|---------------------|
| Código de residuos CER | 15 01 02 | Envases de plástico |
|------------------------|----------|---------------------|

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

|                        |           |                                                                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de residuos CER | 15 01 10* | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

## Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

### ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

|                                                                      | Transporte terrestre<br>ADR/RID                                                    | Transporte marítimo<br>IMDG/GGVSee                                                  | Transporte aéreo                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de limitación de túnel                                        | E                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |
| Grupo de separación código<br>IMDG                                   |                                                                                    | 18 Alcalis                                                                          |                                                                                      |
| 14.1. Número ONU o número ID                                         | 3253                                                                               | 3253                                                                                | 3253                                                                                 |
| 14.2. Designación oficial de<br>transporte de las Naciones<br>Unidas | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                            | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                             | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                              |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el<br>transporte                      | 8                                                                                  | 8                                                                                   | 8                                                                                    |
| Etiqueta de seguridad                                                |  |  |  |
| 14.4. Grupo de embalaje                                              | III                                                                                | III                                                                                 | III                                                                                  |
| Cantidad limitada                                                    | 5 kg                                                                               | 5 kg                                                                                |                                                                                      |
| Categoría de transporte                                              | 3                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |
| 14.5. Peligros para el medio<br>ambiente                             |                                                                                    | no                                                                                  |                                                                                      |

#### Información para todos los modos de transporte

##### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Véanse secciones 6 a 8

#### Otros informes

##### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Componentes (Reglamento (CE) no 648/2004)

igual o superior al 30 %:

fosfatos

inferior al 5 %:

tensioactivos no iónicos

##### Clase de contaminante del agua (Alemania)

# ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

Clase de contaminante del agua (Alemania)

WGK 1

Observaciones

Derivación de la WGK según el anexo 1 n.º 5.2 del AwSV

**COV**

COV (CE) 0 %

**Otros informes**

El producto no contiene ninguna sustancia altamente preocupantes (SVHC).

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

**SECCIÓN 16. Otra información****Clasificación y procedimiento empleado para derivar la clasificación de las mezclas de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]:**

Clasificación (Reglamento (CE) n° 1272/2008)

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Corr. 1B | H314 |
| Eye Dam. 1    | H318 |
| STOT SE 3     | H335 |

**Frases H de la sección 2/3**

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H290 | Puede ser corrosiva para los metales.                                |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.     |
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                          |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.                                    |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                            |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

**Categorías CLP de la sección 2/3**

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Peligroso para el medio ambiente acuático, agudo, Categoría 1                |
| Aquatic Chronic 3 | Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 3              |
| Eye Dam. 1        | Lesiones oculares graves, Categoría 1                                        |
| Met. Corr. 1      | Corrosivos para los metales, Categoría 1                                     |
| Skin Corr. 1B     | Corrosión cutáneas, Categoría 1B                                             |
| Skin Irrit. 2     | Irritación cutáneas, Categoría 2                                             |
| STOT SE 3         | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 |

**Abreviaturas**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
CAS: Chemical Abstracts Service  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)

## ProCare Lab 11 MA

Versión: 5 / ES

Sustituye a la versión: 4 / ES Fecha de revisión: 13.02.2026

Fecha de impresión  
13.02.26

IBC: Intermediate Bulk Container

OEL: Occupational exposure limit

TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)

IMO: International Maritime Organization

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

UN: United Nations

### Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : \*\*\*

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.