

neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

neodisher Dekonta AF

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser

PC8	Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler til skadedyrsbekæmpelse)
PC35	Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Telefonnr. +49 40 789 60 0
Faxnr. +49 40 789 60 120
www.drweigert.com

E-mail-adresse på person ansvarlig for dette SDS:

sida@drweigert.de

1.4. Nødtelefon

+45 82 12 12 12 (Giftlinjen Bispebjerg Hospital)(arbejdstid 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 2	H411

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008
Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved bortskaffelse af tom emballage bør låget være påskruet. Hvis emballagen indeholder produktrester følges anvisningerne på sikkerhedsdatabladet.

2.3. Andre farer

Ingen nævneværdige risici.

Produktet indeholder ikke PBT-stoffer. Produktet indeholder ingen vPvB-stoffer. Dette produkt indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker. Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycine, sodium salt

CAS-Nr.	139-41-3			
EINECS-nr.	205-360-4			
Registreringsnr.	01-2120803127-65			
Koncentration	>= 1	< 10	%	
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	Met. Corr. 1	H290		
	Eye Irrit. 2	H319		

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

CAS-Nr.	94667-33-1			
EINECS-nr.	619-057-3			
Registreringsnr.	01-2119950327-36			
Koncentration	< 1	%		
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	Acute Tox. 4	H302		
	Skin Corr. 1B	H314		
	Eye Dam. 1	H318		
	Aquatic Acute 1	H400		
	Aquatic Chronic 1	H410		

Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M = 10
Aquatic Chronic 1	M = 10

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

CAS-Nr.	68424-85-1			
EINECS-nr.	270-325-2			
Registreringsnr.	01-2119965180-41			
Koncentration	>= 1	< 3	%	
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	Acute Tox. 4	H302		Ekspositionsvej: oral
	Skin Corr. 1B	H314		



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 10

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

CAS-Nr.	112-34-5			
EINECS-nr.	203-961-6			
Registreringsnr.	01-2119475104-44			
Koncentration	>= 25	<	50	%
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	Eye Irrit. 2			
				H319

citronsyre

CAS-Nr.	77-92-9			
EINECS-nr.	201-069-1			
Registreringsnr.	01-2119457026-42			
Koncentration	>= 1	<	10	%
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	Eye Irrit. 2			
	STOT SE 3			
				H319
				H335

N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amide

CAS-Nr.	93820-33-8			
EINECS-nr.	298-613-3			
Registreringsnr.	01-2119984313-35			
Koncentration	>= 1	<	10	%
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	Aquatic Acute 1			
	Aquatic Chronic 2			
				H400
				H411

Øvrige oplysninger

H-sætningernes nøjagtige ordlyd: se afsnit 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Snavset og gennemvædet tøj tages straks af og fjernes sikkert.

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

I tilfælde af øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles straks med meget vand i 15 minutter. Ved irritation konsulteres øjenlæge.

Hvis det sluges

Skyl munden grundigt med vand.

Hjælperens egenbeskyttelse

Til den første hjælpeperson: Beskyt dig selv!



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hidtil ingen kendte symptomer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Meddelelse til læge / Risiko

Ved indtagelse med følgende opkastning kan komme til aspiration i lungerne, som kan resultere i kemisk pneumoni eller i kvælning.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Passende slukningsmidler

Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsforholds-regler afstemmes tilbranden i omgivelserne.

Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk

Indånd ikke eksplosions- og brandgasser. Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn.

Øvrige oplysninger

Kontamineret slukkevand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med huden, øjnene og tøj. Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tages op med egnede væskebindende materialer. Opsamlet materiale bortskaffes i henhold til forskrifterne.

6.4. Henvisning til andre punkter

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Undgå aerosoldannelse. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges. Emballagen skal holdes tæt lukket.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Produktet er ikke brændbart.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Anbefalet opbevaringstemperatur

Værdi > 0 < 30 °C

Krav til lager og beholdere



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

Opbevares i originalemballage tæt lukket. Lagerrum ventileres godt. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud.

Lagerklasser

Lagerklasse ifølge TRGS 510 10-13 Andre brændbare og ikke brændbare Stoffe

7.3. Særlige anvendelser

ingen data

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Liste	GV			
Værdi	67,5	mg/m ³	10	ppm(V)
Bemærkning: E				

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Liste	IOELV			
Type	IOELV			
Værdi	67,5	mg/m ³	10	ppm(V)
Kort tids eksponeringsgrænse	101,2	mg/m ³	15	ppm(V)

Øvrige oplysninger

Andre parametre, som skal overvåges, kendes ikke

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger

Hold øjenskylleanordning parat. Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Åndedrætsværn - Obs.

Ikke nødvendig, dog indånding af dampe skal undgås. Ved overskridelse af arbejdsplads-grænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåndingsapparat.

Håndværn

Kemikaliebestandige handsker

Anvendelse Permanent kontakt med en hånd
Egnet materiale neopren

Hanske tykked $\geq$ 0,65 mm

Gennemtrængningshastighed $>$ 480 min

Egnet materiale nitril

Hanske tykked $\geq$ 0,4 mm

Gennemtrængningshastighed $>$ 480 min

Egnet materiale butyl

Hanske tykked $\geq$ 0,7 mm

Gennemtrængningshastighed $>$ 480 min

Anvendelse Kort tids kontakt med en hånd

Egnet materiale nitril

Hanske tykked $\geq$ 0,11 mm

Beskyttelse af hænder skal være i overensstemmelse med EN 374.

Øjenværn

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse; Øjenbeskyttelse skal være i overensstemmelse med EN 166.



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

Kropsbeskyttelse

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand flydende

Farve Lysegul, klar

Lugt karakteristisk

Smeltepunkt

Bemærkning ikke bestemt

Frysepunkt

Bemærkning ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Bemærkning ikke bestemt

Antændelighed

vurdering Ikke anvendelig

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Bemærkning Ikke anvendelig

Flammepunkt

Bemærkning Ikke anvendelig

Antændelsestemperatur

Bemærkning Ikke anvendelig

Dekomponeringstemperatur

Bemærkning
Bemærkning ikke bestemt

pH-værdi

Værdi 3,9
temperatur 20 °C

Viskositet

dynamisk

Værdi < 10 mPa.s
temperatur 20 °C

Opløselighed

Bemærkning ikke bestemt

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Bemærkning ikke bestemt

Damptryk

Bemærkning ikke bestemt

Massefylde og/eller relativ massefylde

Værdi 1,02 g/cm³
temperatur 20 °C

relativ dampmassefylde

Bemærkning ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Lugtgrænse



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

Bemærkning	ikke bestemt
Fordampningstal	
Bemærkning	ikke bestemt
Vandopløselighed	
Bemærkning	Kan blandes efter behag
Eksplorative egenskaber	
vurdering	nej
Oxiderende egenskaber	
vurdering	Ingen kendte.
Øvrige oplysninger	
Ingen kendte.	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indtagelse

Dyreart	rotte	
ATE	> 2000	mg/kg
metode	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)	
Bemærkning	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter)

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Dyreart	rotte	
LD50	ca. 344	mg/kg

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Dyreart	rotte	
LD50	1157	mg/kg
metode	OECD 401	

citronsyre

Dyreart	rotte	
LD50	11700	mg/kg

citronsyre

Dyreart	mus	
---------	-----	--



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

LD50

5040

mg/kg

Akut toksicitet ved hudkontakt

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved hudkontakt (Komponenter)

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Dyreart

kaniner

LD50

ca. 3340

mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

vurdering

Lokalirriterende

Bemærkning

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.

alvorlig øjenskade/øjenirritation

vurdering

Lokalirriterende

Bemærkning

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.

sensibilisering

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Mutagenicitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Cancerogenitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet (STOT)

Engangspåvirkning

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagen eksponering

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer

hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker.

Erfaringer fra praksis

Indånding kan medføre irritationer af luftvejene.

Øvrige oplysninger



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

Der foreligger ingen yderligere data om produktet ud over de oplysninger, som er indeholdt i dette datablad.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Fiske giftighed (Komponenter)

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Dyreart	Elritsen (<i>Pimephales promelas</i>)	
LC50	0,28	mg/l
Ekspostionsvarighed	96	h

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Dyreart	Elritsen (<i>Pimephales promelas</i>)	
NOEC	0,032	mg/l
Ekspostionsvarighed	34	d

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Dyreart	Zebrafiskeyngel (<i>Brachydanio rerio</i>)	
LC50	0,78	mg/l
Ekspostionsvarighed	96	h
metode	OECD 203	

N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amide

Dyreart	Zebrafiskeyngel (<i>Brachydanio rerio</i>)	
LC50	> 1000	mg/l
Ekspostionsvarighed	96	h
metode	OECD 203	

citronsyre

Dyreart	Guldrimte (<i>Leuciscus idus</i>)	
LC50	440 til 706	mg/l
Ekspostionsvarighed	96	h

Giftighed overfor dafnier (Komponenter)

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Dyreart	Daphnia magna	
EC50	0,07	mg/l
Ekspostionsvarighed	48	h
metode	OECD 202	

N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amide

Dyreart	Daphnia magna	
EC50	0,475	mg/l
Ekspostionsvarighed	48	h
metode	OECD 202	

citronsyre

Dyreart	Daphnia magna	
EC50	120	mg/l
Ekspostionsvarighed	72	h

Toksicitet for alger (Komponenter)

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Dyreart	Scenedesmus subspicatus	
EbC50	0,15	mg/l
Ekspostionsvarighed	72	h
metode	OECD 201	



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amide

Dyreart	Scenedesmus subspicatus	
EC50	0,962	mg/l
Ekspositionsvarighed	72	h
metode	OECD 201	

Toksicitet for bakterier (Komponenter)

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Dyreart	Aktiveret slam	
EC50	7,75	mg/l
Ekspositionsvarighed	3	h

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Dyreart	Aktiveret slam	
EC50	16,8	mg/l
Ekspositionsvarighed	3	h
metode	OECD 209	

N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amide

Dyreart	Aktiveret slam	
EC50	> 1000	mg/l
Ekspositionsvarighed	3	h
metode	OECD 209	

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Let nedbrydelighed (Komponenter)

citronsyre

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Bemærkning ikke bestemt

12.4. Mobilitet i jord

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

12.7. Andre negative virkninger

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Yderligere information om økologi

Tensidet eller tensiderne i denne blanding opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som er fastlagt i EF's direktiv nr. 648/2004 om detergenter. Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Restaffald

EAK affaldskode 18 01 06* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

EAK affaldskode 20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer

De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Forurennet emballage

EAK affaldskode 15 01 02 Plastemballage

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

EAK affaldskode 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt godkendte selskaber.

PUNKT 14: Transportoplysninger



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

	Transport ad landvejen ADR/RID	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee	Fly transport
Tunnelkode	-		
IMDG-kode selektionsgruppe		0 Ikke anvendelig	
14.1. UN-nummer eller ID-nummer	3082	3082	3082
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate, alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate, alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate, alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride)
14.3. Transportfareklasse(r)	9	9	9
Etikette for faremærkning			
14.4. Emballagegruppe	III	III	III
Begrænset kvantitet	5 l	5 l	
Transportkategori	3		
14.5. Miljøfarer	 HAVFORURENENDE STOF	Marin forureningsfaktor  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Oplysninger om alle transportformer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se afsnit 6 - 8

Yderligere oplysninger

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Havarikategorier ifølge 2012/18/EU

Kategori	E1	Farlig for vandmiljøet	100	t	200	t
----------	----	------------------------	-----	---	-----	---



neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

Indholdsstoffer (EF-forordning nr. 648/2004)

Under 5 %:

nonioniske overfladeaktive stoffer

Andre bestanddele

desinfektionsmidler

VOC

VOC (EC) 0 %

Yderligere oplysninger

Produktet indeholder ingen særligt foruroligende stoffer (SVHC).

Yderligere oplysninger

PR-No. 2439325

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

klassificering og fremgangsmåde, som bruges til afledning af blandingers klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 2	H411

H-sætning(er) i pkt. 2/3

H290	Kan ætse metaller.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CLP-kategorier fra afsnit 2/3

Acute Tox. 4	Akut toksicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 2
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2	øjenirritation, Kategori 2
Met. Corr. 1	Metalætsende stof eller blanding, Kategori 1
Skin Corr. 1B	Hudætsning, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Irritation, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3

Forkortelser

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 ICAO: International Civil Aviation Organization

neodisher Dekonta AF

version: 3 / DK

Erstatter version: 2 / DK

Revideret dato: 25.07.2022

Trykkesdato: 20.01.23

IATA: International Air Transport Association

IBC: Intermediate Bulk Container

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

SVHC: Substances of very high concern

MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)

ISO: International Organization for Standardization

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

IMO: International Maritime Organization

UN: United Nations

EU: European Union

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.