

# ProCare

**Universal 70 ST**

## Universeel reinigingsmiddel

### Contact

#### Germany

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Netherlands

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Tel. +31 347 378-884  
professional@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### Belgium

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Tel. +32 2 4511-411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional

#### Producer

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG  
Am Stadtholz 37  
33609 Bielefeld  
Telefon +49 (0) 52130370  
info@stockmeier.com  
www.stockmeier.de

### Toepassing

ProCare Universal 70 ST is een gebruiksklaar, mild alkalisch, sterk geconcentreerd vloeibaar reinigingsmiddel op basis van een speciale combinatie van werkzame bestanddelen uit oppervlakteactieve stoffen. Het product wordt gebruikt op Miele Professional- en Steelco-apparaten met rvs-oppervlakken. ProCare Universal 70 ST dient voor het verwijderen van verontreiniging die door het dagelijks gebruik van de apparaten op de oppervlakken blijft kleven en deze op lange termijn kan aantasten. Het geeft de apparaten opnieuw een homogene aanblik en een natuurlijke glans.

### Producteigenschappen

Door de speciale combinatie van werkzame stoffen verwijdert het product:

- olie- en vetresten
- resten van plantaardige en dierlijke oorsprong
- bloed- en eiwitresten
- hardnekkig vuil

Het product onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

- certificering met het Europees Ecolabel
- gevarentekenvrij
- vrij van fosfaten, silicaten, paraffineolie en abrasieve bestanddelen
- mild reinigingsmiddel
- gemakkelijk af te spoelen

### Dosering en gebruik

ProCare Universal 70 ST is een gebruiksklare spray die handmatig op het te reinigen oppervlak wordt gespreid en na een korte inwerktijd grondig met helder water wordt afgespoeld.

### Let op!

Niet mengen met andere producten.

### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C):	ca. 1,0 g/ml
pH-waarde (20 °C):	ca. 10,9
Voorkomen:	helder, lichtgroen

### Bestanddelen

Mengsel van niet- en anionische oppervlakteactieve stoffen, oplosmiddelen, complexvormers en glycoethers.

### Opslag

- Opslagtemperatuur: 5 °C tot 25 °C
- Bij een juiste opslag is er geen beperking van de bruikbaarheid

### Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Informatie over veiligheid en milieu vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com).

Verwijder de volledig lege en gesloten verpakking met het afval. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het verwijderen van resterende inhoud.

De gegevens op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Ze stellen de gebruiker niet vrij van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hieruit niet worden afgeleid.