

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Nachspülmittel, 1 l

zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten.



- Geeignet für Dental- und Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Verbessert und beschleunigt die Trocknung
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Erleichtertes Einfüllen in das Türdosiergerät durch Ausgießhilfe

EAN-Nr.: 4029577158095 / Materialnummer: 12796390 /
Alte Materialnummer: 66917103V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,3 ml/l (0,03 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	0,3 ml/l (0,03 %)
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Kleine Öffnung als Ausgießhilfe	•
Dosierung	
pH-Wert bei 20 °C	2,0
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel, Tenside, Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Produkteigenschaften	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel, Tenside, Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Geeignet für alle Metalle, die in medizinischen Produkten verwendet werden	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Nicht geeignet für Übertragungsinstrumente	Geeign. f. Stand./Übertr. Instr, Geeignet f. Porzellan/Keramik, Für alle Metalle in med. Prod.
Vorbeugung von Wasserflecken	
•	
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	241
Außenmaß, Nettobreite in mm	106
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•