

ProCare Dent 30 P - 1 I [Typ 1] Neutralisationsmittel, sauer, 1 I mit Ausgiesshilfe, zur optimalen Neutralisation auf Basis von Phosphorsäure.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d.
 Aufbereitungsphasen im Miele Thermo-Desinfektor
- Erleichterte Dosierung durch präzise Ausgiesshilfe
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN: 4029577155087 / Materialnummer: 12187370 / Alte Materialnummer: 66914202EU1

Duo du lette una la ävia lea it	
Produktzugehörigkeit Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
3	O. +
Entfernung von Anlauffarben, Kalk, Urinstein und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	2,3
Kleine Öffnung als Ausgiesshilfe	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphorsäure
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Nicht geeignet für verchromte Teile	•
Nicht geeignet für vernickelte Teile	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	241
Aussenmass, Nettobreite in mm	106
Aussenmass, Nettotiefe in mm	58
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	245
Aussenmass, Bruttobreite in mm	60
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	105
Bruttogewicht in kg	2
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-konform	•