

A 310

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 OP-Schuhen.



- Zur Verwendung in Oberkörben
- Zur Aufnahme von 8 OP-Schuhen bis Grösse 41
- Verwendbar in den Oberkörben A 101 und A 102

EAN: 4002516854661 / Materialnummer: 12684420 / Alte Materialnummer: 69631001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	8
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	425
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,83