

ProCare Dent 40 - 11 [Typ 1] Nachspülmittel, 11

zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten.



- Geeignet für Dental- und Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Verbessert und beschleunigt die Trocknung
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Erleichtertes Einfüllen in das Türdosiergerät durch Ausgiesshilfe

EAN: 4029577158095 / Materialnummer: 12796390 / Alte Materialnummer: 66917103V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,3 ml/l (0,03 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	0,3 ml/l (0,03 %)
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Kleine Öffnung als Ausgiesshilfe	•
Dosierung	
pH-Wert bei 20 °C	2,0
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel, Tenside, Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Produkteigenschaften	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel,Tens de,Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Geeignet für alle Metalle, die in medizinischen Produkten verwendet werden	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Nicht geeignet für Übertragungsinstrumente	Geeign. f. Stand/Übertr. Instr, Geeignet f. Porzellan Keramik, Für alle Metalle in med. Prod.
Vorbeugung von Wasserflecken	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	241
Aussenmass, Nettobreite in mm	106
Aussenmass, Nettotiefe in mm	58
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-konform	•