

E 468

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversen Utensilien.



- Aus Schweißgitter/Edelstahl mit Deckel und Unterteilung
- Maschenweite 5 x 5 x 1 mm
- Zur Aufbereitung von Chirurgiemotoren nach Entfernen des Stegs
- Bitte Aufbereitungshinweise der Hersteller beachten
- Nicht einzusetzen in E 198

EAN: 4002512277280 / Materialnummer: 05043640 /  
Alte Materialnummer: 69546801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Siebschale	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	76
Außenmaß, Nettobreite in mm	170
Außenmaß, Nettotiefe in mm	250
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	205
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,67

E 468

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversen Utensilien.

EAN: 4002512277280 / Materialnummer: 05043640 /  
Alte Materialnummer: 69546801D

Bruttogewicht in kg

0,82

