Miele

A 203 Wagen zur optimalen Aufnahme von MIC-Instrumentarium.



• Geeignet z. Aufnahme u. a. von E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002515460726 / Materialnummer: 09862450 / Alte Materialnummer: 69620300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	520
Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	542
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	9,40
Bruttogewicht in kg	11,00
Beipack	11,00
	0
E 336 Spülhülse MIBO, Ø 11 mm, Länge 121 mm [Anzahl]	$-\frac{3}{2}$
E 362 Blindschraube [Anzahl]	15
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	15
E 443 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø	5
10 mm [Anzahl]	0
E 445 - 12 Kappen für Spülhülse E 442, Öffnung mit Ø	1
6 mm [Anzahl]	•
E 446 - 12 Kappen für Spülhülse E 443, Öffnung mit Ø	1
10 mm [Anzahl]	
E 447 Adapter weiblich, für Luer-Lock männlich [Anzahl]	3
E 448 Silikonschlauch mir Luer-Lock-Adapter weiblich	6
[Anzahl]	
E 449 Adapter männlich, für Luer-Lock weiblich [Anzahl]	5
E 451 Einsatz 1/6 Siebschale [Anzahl]	1
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	3
E 453 Injektordüse 4 x 110 mm mit Halteklammer [Anzahl]	8
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-15 mm [Anzahl]	6
E 456 Öffnungsfeder für MIC-Instrumente [Anzahl]	4
E 464 Aufnahme für Injektordüse E 454 [Anzahl]	3