


E 136

Teline

56 petrimaljan puolikkaan optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 56 petrimaljan puolikkaalle, Ø 100 mm
- 56 pidikettä, korkeus 70 mm, väli n. 26 mm
- Alakoriin
- Kapasiteetti voidaan tuplata telineellä E 137

EAN: 4002511115941 / Materiaalin numero: 03830280 /  
Vanhan materiaalin numero: 69513601D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli petrimaljan puolikkaalle	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	26
Kaiteiden korkeus, mm	70
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Petrimaljan puolikkaat [määrä]	56
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	485
Ulkomitat, nettoleveys, mm	145
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	150
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	450
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	535
Nettopaino, kg	2,10

E 136

Teline

56 petrimaljan puolikkaan optimaaliseen sijoitteluun.

EAN: 4002511115941 / Materiaalin numero: 03830280 /

Vanhan materiaalin numero: 69513601D

Bruttopaino, kg

2,50

