

PWD 8682 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 44 käsi/ kulmakappaletta tai 44imulaitetta
- Kapasiteetti/ohjelma esim. 8 DIN-verkkokoria tai 48gynekol. tähytintä
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Kätevä apu kuivaukseen – EcoDry
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.

EAN: 4002516883678 / Materiaalin numero: 12798430 / Vanhan materiaalin numero: 62868206NWE

| Rakennetyyppi ja design | |
|--|---|
| Rakennetyyppi | Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine |
| Tuotesarja | ExpertLine |
| Ohjauspaneelin väri | Musta |
| Ulkovaippa | Ruostumaton teräs |
| Voidaan sijoittaa työtason alle | • |
| Kansi | Ruostumaton teräs |
| Pesutasojen lukumäärä | 2 |
| AutoClose – automaattinen luukun lukitus | • |
| Merkkiään ohjelman päätyttyä | • |
| Huoltoystävällinen suunnittelu | • |
| Sovellus | |
| Sopii sairaaloihin | • |
| Sopii hammaslääkärin vastaanotoille | • |
| Sopii lääkäriin vastaanotoille | • |
| Sopii poliklinikoille | • |
| Kapasiteetti | |
| DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä] | 8 |
| Gynekologian tähytintä / ohjelma [määrä] | 48 |
| MIS-sarjoja/ohjelma [määrä] | 1-2 |
| Silmäkirurgian sarjoja / ohjelma [määrä] | 8 |
| AN-sarjoja/ohjelma [määrä] | 2-3 |
| Leikkaussalijalkineita/ohjelma [määrä] | 28 |
| Imulaitteita/ohjelma [määrä] | 44 |
| Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä] | 44 |
| Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä] | 44 |
| Suorituskykytiedot | |
| Qmax-pumpun tuotto, l/min | 500 |
| Pesutilan käyttötilavuus, l | 145,00 |
| Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min | 40 |
| Testatut käyttötunnit | 15000 |
| Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min | 19 |
| Korkein loppuhuuhdelulämpötila, °C | 93 |
| Miele MOVE | |
| Miele MOVE Connect (lisävaruste) | • |
| Miele MOVE MedDent+ (lisävaruste) | • |
| Ohjaus | |
| Ohjaus | M Touch Flex |
| Täyttöerän hyväksyminen suoraan koneen näytöstä | • |
| Pisin ajastus, h | 24 |
| Ohjelmoitavuus | ohjelmoitava |
| Ohjelmat [määrä] | 23 |
| Vapaat ohjelmapaikat [määrä] | 5 |
| AO-arvojen ohjaus | • |
| Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys | • |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ohjelmavaiheen näyttö | • |

PWD 8682 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883678 / Materiaalin numero: 12798430 /

Vanhan materiaalin numero: 62868206NWE

Valittavissa olevat näytön kielet

•

Vakiosähköliitäntä

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Sähköliitäntä | 3N AC 400V 50HZ |
| Sähkölämmitysteho, kW | 8,50 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 9,30 |
| Sulakekoko, A | 16 |
| Virtajohdon pituus, m | 1,90 |

Mahd. jännitevaihtoehto 1

| | |
|--------------------------|--------------|
| Sähköliitäntä | AC 230V 50HZ |
| Sähkölämmitysteho, kW | 2,50 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 3,30 |
| Sulakekoko, A | 16 |

Vesiliitäntä/vedenpoisto

| | |
|---|---------------------------------|
| Kylmä vesi [lukumäärä] | 1 |
| Kuuma vesi [lukumäärä] | 1 |
| Vaadittu virtauspaine, kPa | 200-1000 |
| DI-vesi [määrä] | 1 |
| Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm | 100 |
| Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l | 10,70 |
| VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste) | • |
| Poistopumppu [DN] | 22 |
| Integroitu vedenpehmentin | • |
| Vesiturvajärjestelmä | Waterproof-vesiturvajärjestelmä |

Mitat ja paino

| | |
|-----------------------------|-----|
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 835 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 598 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 598 |
| Pesutilan käyttökorkeus, mm | 520 |
| Pesutilan käyttöleveys, mm | 530 |
| Nettopaino, kg | 72 |

Mitat ja paino

| | |
|---|------|
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 920 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 670 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 740 |
| Pesutilan yläkorin syvyys, mm | 474 |
| Pesutilan alakorin syvyys, mm | 520 |
| Bruttopaino, kg | 79 |
| Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ² | 1220 |

Päästötiedot

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Äänenpainetaso työskentelypaikalla | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h | 5,40 |

Ohjelmat

| | |
|------------------------------|---|
| Vario TD Teho | • |
| Vario Dental + | • |
| Vario TD Instr 4 verkkokoria | • |
| Vario TD Instr 6 verkkokoria | • |
| Vario TD Instr 8 verkkokoria | • |
| Vario TD Kontainerit | • |

PWD 8682 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883678 / Materiaalin numero: 12798430 /
Vanhan materiaalin numero: 62868206NWE

| | |
|--|---|
| Vario TD AN | • |
| Vario TD MIS | • |
| Vario TD GYN | • |
| Vario TD ENT | • |
| Vario TD ENT + | • |
| Vario TD ENT, kuituoptiikka | • |
| Silmäkirurgia | • |
| Ophtha kori A 207 | • |
| Tuttipullot | • |
| Leikkaussalijalkineet | • |
| Osastotarvikkeet | • |
| Yleis | • |
| Kylmävesihuuhtelu | • |
| Ominaisuudet | |
| Tilavuusvirtauksen ohjaus | • |
| Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen) | • |
| Liitäntä huoltoa varten | • |
| Laaja osavaliokoima (lisävaruste) | • |
| Ominaisuudet | |
| 1 luokkuannostin huuhtelukirkasteelle | • |
| 1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle | • |
| 1 annostelupumppu neutralointiaineelle | • |
| Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste) | • |
| Kätevä imuputki DC5 | • |
| Höyrynkondensaattori | • |
| Pesupaineen valvonta | • |
| Suihkugarren valvonta | • |
| Toimi näin -ohjeet | • |
| Kammion valaistus | • |
| Moniosainen suodatinjärjestelmä | • |
| Nopeussäätöinen lämpöpumppu | • |
| Kuormausalustan suoraliitäntä | • |
| EcoDry | • |
| Suolasäiliö täyttöluukussa | • |
| Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila | • |
| Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella | • |
| Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304) | • |
| Liitäntävaihtoehdot | |
| WiFi | • |
| Ethernet-liitäntä (valinnainen) | • |
| Vaat.muk., sertif.,symbolit | |
| VDE (sähköturvallisuus) | • |
| IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-direktiivi 2011/65/EU | • |
| EU, lääkinnällisten laitteiden luokka IIb | • |
| Vaat.muk., sertif.,symbolit | |
| EN 61010-1 | • |