

E 403

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 105 horlogeglasjes.



- Geschikt voor 105 horlogeglasjes
Ø 50 – 60 mm
- Uitgerust met 36 spijlen op een
afstand van 9 mm

EAN: 4002511116634 / Materiaalnummer: 03830430 / Oud Materiaalnummer: 69540301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor horlogeglazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlafstand in mm	9
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Horlogeglazen [aantal]	105
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	35
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	510
Buitenmaat, brutodiepte in mm	280
Nettogewicht in kg	1,32
Brutogewicht in kg	1,48