

APH 409

Crossover-netwerkkabel

voor een directe pc-aansluiting, lengte 5 m (type 9).



- Kabelcategorie 6
- Kleur: transparant-zilver
- Wordt gebruikt voor direct aansluiten van Miele toestellen
- Wordt gebruikt voor netwerkaansluiting van Melag-sterilisatoren

EAN: 4002514940601 / Materiaalnummer: 07951500 / Oud Materiaalnummer: 68815805D

| Productcategorisatie | |
|---|-------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Thermodesinfectoren | • |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Kleine sterilisatoren | • |
| Grote sterilisatoren | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| PS 5662 V | • |
| PS 5666 V | • |
| PS 5669 V | • |
| PS 5962 H | • |
| PS 5966 H | • |
| PS 5968 H | • |
| PS 5969 H | • |
| Productcategorie | |
| Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie | • |
| Producteigenschappen | |
| Kleur | grijs |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van pipetten/injectieflacons | • |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Behandeling van objectglasjes | • |
| Behandeling van butyrometers | • |
| Behandeling van apothekers//infuusflessen | • |
| Behandeling van anesthesiemateriaal | • |
| Behandeling van MIC-instrumenten | • |
| Behandeling van oogheelkundige instrumenten | • |
| Behandeling van robotinstrumenten | • |

APH 409
Crossover-netwerkkabel
voor een directe pc-aansluiting, lengte 5 m (type 9).



EAN: 4002514940601 / Materiaalnummer: 07951500 / Oud Materiaalnummer: 68815805D

| | |
|--|------|
| Behandeling van gynaecologische instrumenten | • |
| Behandeling van KNO-instrumenten | • |
| Behandeling van tandheelkundige instrumenten | • |
| Behandeling van OK-schoenen | • |
| Behandeling van schalen | • |
| Behandeling van nierbekkens | • |
| Behandeling van babyflessen | • |
| Behandeling van OK-instrumenten | • |
| Behandeling van containers | • |
| Desinfectie van matrassen | • |
| Behandeling van holle instrumenten | • |
| Behandeling van orthopedische OK-instrumenten | • |
| Behandeling van intramedullaire spijkers/boren | • |
| Behandeling van trays/dienbladen | • |
| Behandeling van zeefschalen | • |
| Behandeling van maatcilinders | • |
| Behandeling van containers, zoals ademkalkcontainers | • |
| Behandeling van diverse hulpstukken | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 0 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 55 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 180 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 250 |
| Nettogewicht in kg | 0,13 |
| Brutogewicht in kg | 0,14 |