

E 944/2

Moduł

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką 500 - 1000 ml.



- 15 dysz (E 352) 6 x 220 mm z mocowaniem (E 354)

EAN: 4002514605050 / Numer materiału: 07459410 / Stary numer materiału: 69594403D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	15
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	558
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	352
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	570
Ciężar netto w kg	3,92
Ciężar brutto w kg	4,42