

PG 8591 [WW AD]

Temodezynfektor

z przyłączem wody ciepłej i odmin., dozowaniem płynów i suszeniem gorącym powietrzem DryPlus.



- Wydajność/wsad np. 44 narzędzia transmisyjne lub 44 ssaki
- Bezpieczeństwo dzięki kontroli – kontrola ciśnienia mycia i ramion spryskujących
- 67% mniejsze zużycie wody w stosunku do poprzedniego modelu\*
- Wydajne suszenie gorącym powietrzem – DryPlus
- Możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi lub Ethernet

\* w porównaniu z programem VarioTD G 7891

EAN: 4002516449355 / Numer materiału: 11817620 / Stary numer materiału: 63859102PL

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Urządzenie wolnostojące, do podbudowy, wąskie
Oslona zewnętrzna	Stal szlachetna
Możliwość podbudowy	•
AutoClose – automatyczna blokada drzwiczek	•
Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu	•
Konstrukcja przyjazna serwisowi	•
<b>Zastosowanie</b>	
Dla gabinetów dentystycznych	•
<b>Ładowość</b>	
Odsysacze na wsad [ilość]	44
Narzędzia transmisyjne na wsad [ilość]	44
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Pompa obiegowa Qmax w l/min	500
Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) w minutach	40
Objętość użytkowa komory mycia w l	145,00
Przetestowany czas pracy	15000
Maksymalna temperatura splukiwania końcowego w °C	93
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	TouchControl
Wybór programu	Touch on metal
Przyciski wyboru bezpośredniego	•
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Możliwość programowania	Programowalne
Programy [ilość]	7
Wolne miejsca programowe [ilość]	2
Sterowanie wartością AO	•
Zabezpieczenie działania programu	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,80
<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,30
Zabezpieczenie w A	16
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda zimna [ilość]	1
Woda zimna dla kondensatora pary [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w kPa	200-1000
Woda zdemineralizowana [ilość]	1

PG 8591 [WW AD]

Temodezynfektor

z przyłączem wody ciepłej i odmin., dozowaniem płynów i suszeniem gorącym powietrzem DryPlus.



EAN: 4002516449355 / Numer materiału: 11817620 / Stary numer materiału: 63859102PL

Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Maksymalna twardość wody (woda zimna/woda ciepła) w mmol/l	10,70
Pompa spustowa [DN]	22
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
System ochrony wodnej	Waterproof system
<b>Agregat suszący</b>	
Zintegrowany agregat suszący	•
Wentylator w kW	0,30
Nagrzewnica w kW	2,20
Wydajność powietrza w m <sup>3</sup> /h	60
Ustawianie czasu w krokach 1-minutowych	0-120
Klasa filtra HEPA	H13
Stopień separacji filtra HEPA (DIN EN 1822) w %	99,95
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Komora mycia, wysokość użytkowa w mm	520
Komora mycia, szerokość użytkowa w mm	530
Waga netto w kg	78
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,65
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	940
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	675
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	745
Komora mycia, głębokość kosza górnego w mm	474
Komora mycia, głębokość kosza dolnego w mm	520
Waga brutto w kg	85
<b>Programy</b>	
Vario TD Intensywny	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Specjalny 93 °C-10'	•
<b>Wyposażenie</b>	
Kontrola objętości dozowania	•
Złącze do dokumentacji procesowej (opcja)	•
Złącze serwisowe	•
Obszerny zakres komponentów (opcja)	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
Złącze szeregowo RS 232 (opcja)	•
<b>Wyposażenie</b>	
1 urządzenie dozujące w drzwiach dla nablyszczacza	•
1 pompa dozująca dla detergentu w płynie	•
Kondensator pary	•
Kontrola ciśnienia mycia	•
Kontrola ramion spryskujących	•
Wielokomponentowy system filtrujący	•
Pompa grzewcza ze zmienną prędkością obrotową	•
Nośnik ładunku – podłączenie bezpośrednie	•

PG 8591 [WW AD]

Termodezynfektor

z przyłączem wody ciepłej i admin., dozowaniem płynów i suszeniem gorącym powietrzem DryPlus.