

## PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodezyniektor i urządzenie myjące i dezynfekujące z przyłączem wody odmin., dozowaniem płynów, DryPlus i kontrolą przewodności.



- Wydajność/wsad np. 44 narzędzia transmisyjne lub 44 ssaki
- Wydajność/wsad np. 8 szalki siat. DIN lub 48 rozwier. ginekolog.
- Bezpieczeństwo dzięki kontroli – kontrola ciśnienia mycia i ramion spryskujących
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyśw. Full Touch M Touch Flex
- Wydajne suszenie gorącym powietrzem – DryPlus
- Fabryczna możliwość połączenia z siecią przez Wi-Fi lub Ethernet

EAN: 4002516884583 / Numer materiału: 12800420 /  
Stary numer materiału: 6286C256SEE

| Konstrukcja i wersja                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                       | Urządzenie wolnostojące, do podbudowy, szerokie, z pokrywą |
| Linia                                                             | ExpertLine                                                 |
| Kolor panelu                                                      | Czarny                                                     |
| Ośłona zewnętrzna                                                 | Stal szlachetna                                            |
| Możliwość podbudowy                                               | •                                                          |
| Pokrywa                                                           | Stal szlachetna                                            |
| Liczba poziomów mycia                                             | 2                                                          |
| AutoClose – automatyczna blokada drzwiczek                        | •                                                          |
| Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu                    | •                                                          |
| Konstrukcja przyjazna serwisowi                                   | •                                                          |
| Zastosowanie                                                      |                                                            |
| Dla szpitali                                                      | •                                                          |
| Dla gabinetów dentystycznych                                      | •                                                          |
| Dla gabinetów lekarskich                                          | •                                                          |
| Dla ambulatoriów                                                  | •                                                          |
| Ładowność                                                         |                                                            |
| Tace siatkowe DIN na wsad [ilość]                                 | 8                                                          |
| Rozwieraki ginekologiczne na wsad [ilość]                         | 48                                                         |
| Zestawy minimalnie inwazyjne na wsad [ilość]                      | 1-2                                                        |
| Zestawy okulistyczne na wsad [ilość]                              | 8                                                          |
| Zestawy anestetyczne na wsad [ilość]                              | 2-3                                                        |
| Obuwie operacyjne na wsad [ilość]                                 | 28                                                         |
| Odsysacze na wsad [ilość]                                         | 44                                                         |
| Narzędzia z pustką na wsad [ilość]                                | 44                                                         |
| Narzędzia transmisyjne na wsad [ilość]                            | 44                                                         |
| Dane dotyczące mocy                                               |                                                            |
| Pompa obiegowa Qmax w l/min                                       | 500                                                        |
| Objętość użytkowa komory mycia w l                                | 145,00                                                     |
| Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) w minutach | 40                                                         |
| Przetestowany czas pracy                                          | 15000                                                      |
| Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) w minutach | 19                                                         |
| Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C                 | 93                                                         |
| Miele MOVE                                                        |                                                            |
| Miele Move Connect (opcja)                                        | •                                                          |
| Miele Move MedDent+ (opcja)                                       | •                                                          |
| Sterowanie                                                        |                                                            |
| Typ sterowania                                                    | M Touch Flex                                               |
| Zatwierdzanie wsadu bezpośrednio na wyświetlaczu                  | •                                                          |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h                             | 24                                                         |
| Możliwość programowania                                           | Programowalne                                              |
| Programy [ilość]                                                  | 24                                                         |
| Wolne miejsca programowe [ilość]                                  | 5                                                          |
| Sterowanie wartością AO                                           | •                                                          |
| Zabezpieczenie działania programu                                 | •                                                          |

## PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodezynfektor i urządzenie myjące i dezynfekujące z przyłączem wody odmin., dozowaniem płynów, DryPlus i kontrolą przewodności.



EAN: 4002516884583 / Numer materiału: 12800420 /

Stary numer materiału: 6286C256SEE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Wskazanie czasu pozostałego    | • |
| Wskazanie przebiegu programu   | • |
| Ustawienia języka wyświetlacza | • |

### Standardowe przyłącze elektryczne

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Przyłącze elektryczne                 | 3N AC 400V 50HZ |
| Moc grzewcza elektryczna w kW         | 8,50            |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW     | 9,30            |
| Zabezpieczenie w A                    | 16              |
| Długość przewodu przyłączeniowego w m | 1,90            |

### Możliwy wariant napięciowy 1

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Przyłącze elektryczne             | AC 230V 50HZ |
| Moc grzewcza elektryczna w kW     | 2,50         |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,30         |
| Zabezpieczenie w A                | 16           |

### Podłączenie/odpływ wody

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Woda zimna [ilość]                                         | 1                 |
| Woda ciepła [ilość]                                        | 1                 |
| Wymagane ciśnienie dynamiczne w kPa                        | 200-1000          |
| Woda zdemineralizowana [ilość]                             | 1                 |
| Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm         | 100               |
| Maksymalna twardość wody (woda zimna/woda ciepła) w mmol/l | 10,70             |
| VEP Pompa zasilająca do wody dejonizowanej (opcja)         | •                 |
| Pompa spustowa [DN]                                        | 22                |
| Zintegrowane zmiękczenie wody                              | •                 |
| System ochrony wodnej                                      | Waterproof system |

### Agregat suszący

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Zintegrowany agregat suszący                    | •     |
| Wentylator w kW                                 | 0,30  |
| Nagrzewnica w kW                                | 2,20  |
| Wydajność powietrza w m³/h                      | 60    |
| Ustawianie czasu w krokach 1-minutowych         | 0-120 |
| Klasa filtra HEPA                               | H14   |
| Stopień separacji filtra HEPA (DIN EN 1822) w % | 99,99 |
| Żywotność filtra HEPA w godz.                   | 300   |

### Wymiary i waga

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm  | 835 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 898 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 700 |
| Komora mycia, wysokość użytkowa w mm    | 520 |
| Komora mycia, szerokość użytkowa w mm   | 530 |
| Waga netto w kg                         | 98  |

### Wartości emisyjne

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h   | 5,40                |

### Wymiary i waga

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm  | 1095 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 1200 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 800  |

## PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodezyniektor i urządzenie myjące i dezynfekujące  
z przyłączem wody odmin., dozowaniem płynów, DryPlus i kontrolą przewodności.

EAN: 4002516884583 / Numer materiału: 12800420 /

Stary numer materiału: 6286C256SEE

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Komora mycia, głębokość kosza górnego w mm       | 474  |
| Komora mycia, głębokość kosza dolnego w mm       | 520  |
| Waga brutto w kg                                 | 133  |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup> | 1220 |

### Programy

|                        |   |
|------------------------|---|
| Vario TD Intensywny    | • |
| Vario TD Dental        | • |
| Vario Dental +         | • |
| Vario TD Instr 4Sieb   | • |
| Vario TD Instr 6Sieb   | • |
| Vario TD Instr 8Sieb   | • |
| Kontenery Vario TD     | • |
| Vario TD AN            | • |
| Vario TD MIC           | • |
| Vario TD GYN           | • |
| Vario TD HNO           | • |
| Vario TD HNO +         | • |
| Vario TD HNO Optik     | • |
| Okulistyka             | • |
| Ophtha-Tray A207       | • |
| Butelki dla niemowląt  | • |
| Obuwie operacyjne      | • |
| Utensylia oddziałowe   | • |
| Uniwersalny            | • |
| Splukiwanie wodą zimną | • |

### Wyposażenie

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Dodatkowo zintegrowane pompy dozujące (opcja) | • |
| Kontrola objętości dozowania                  | • |
| Złącze serwisowe                              | • |
| Obszerny zakres komponentów (opcja)           | • |

### Wyposażenie

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 1 urządzenie dozujące w drzwiach dla nabyśszczacza   | • |
| 1 pompa dozująca dla detergentu w płynie             | • |
| 1 pompa dozująca dla środka neutralizującego         | • |
| Dodatkowa zintegrowana pompa dozująca 5–10 l (opcja) | • |
| Lanca ssąca do kanistrów 10–20 l (opcja)             | • |
| Komfortowa lanca ssąca DC5                           | • |
| Kondensator pary                                     | • |
| Kontrola ciśnienia mycia                             | • |
| Kontrola ramion spryskujących                        | • |
| Kontrola przewodności                                | • |
| Sekwencje instruktażowe                              | • |
| Oświetlenie komory                                   | • |
| Wielokomponentowy system filtrujący                  | • |
| Pompa grzewcza ze zmienną prędkością obrotową        | • |
| Nośnik ładunku – połączenie bezpośrednie             | • |
| DryPlus                                              | • |
| Zbiornik soli w drzwiczkach                          | • |

## PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodezyniektor i urządzenie myjące i dezynfekujące z przyłączem wody odmin., dozowaniem płynów, DryPlus i kontrolą przewodności.



EAN: 4002516884583 / Numer materiału: 12800420 /

Stary numer materiału: 6286C256SEE

Możliwość ustawienia dla chemikaliów procesowych (3 x 5 l/2 x 10 l) •

Dzięki technologii laserowej bezszczerelinowo spawana komora mycia •

Grzałki poza komorą mycia •

Komora mycia z wysokiej jakości stali szlachetnej (1.4301/304) •

### Możliwości podłączenia

Interfejs Wi-Fi/Ethernet •

### Normy, znaki certyfikacyjne

Znak VDE (bezpieczeństwo elektryczne) •

Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 21 •

EN 61010-2-040 •

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE •

Klasa wyrobów medycznych UE IIb •

### Normy, znaki certyfikacyjne

EN 61010-1 •