

ProCare Lab 30 C - 10 l

Środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, kwasowy, 10 l.
do delikatnego maszynowego czyszczenia szkła i naczyń laboratoryjnych.



- Stosować jako środek neutralizujący lub kwasowy środek do czyszczenia wstępnego
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych ani fosforanów
- Opracowany specjalnie dla myjni-dezynfektorów Miele Professional
- Do stali szlachetnej, przyborów laboratoryjnych, ceramiki i tworzyw sztucznych
- Usuwa pozostałości z materiałów wrażliwych rozpuszczalne w kwasach

EAN: 4029577160234 / Numer materiału: 12960650 /
Stary numer materiału: 62927202V1

Przynależność produktowa	
Myjnie laboratoryjne	•
Wielkokomorowe myjnie laboratoryjne	•
Zastosowania	
Usuwanie osadów wapiennych i innych zabrudzeń rozpuszczalnych w kwasach	•
Dozowanie	
Zalecenia dotyczące dozowania na jeden wsad	1-5 ml/l (0,1-0,5%)
Duży otwór na lancę ssącą	•
Automatyczne dozowanie	•
Do zastosowania dla wszystkich twardości wody	•
Główne obszary zastosowań	
Laboratoria medyczne	•
Laboratoria biologiczne	•
Laboratoria mikrobiologiczne	•
Laboratoria chemiczne	•
Laboratoria wody	•
Laboratoria przemysłu żywnościowego	•
Laboratoria przemysłu kosmetycznego	•
Laboratoria przemysłu fosforanowego	•
Laboratoria przemysłu farmaceutycznego	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Kwaśny środek neutralizujący
Forma agregatu	Płynny koncentrat
Składniki	Kwas cytrynowy, Konserwanty
Wartość pH przy 20 °C	1,0
Do tworzyw sztucznych	•
Do stali szlachetnej	•
Do szkła laboratoryjnego	•
Do ceramiki	•
Do wrażliwych materiałów	•
Do neutralizacji nieeloksowanego aluminium	•
Nie do eloksowanego aluminium	•
Nie do stopów metali lekkich	•
Nie do kwaśnego czyszczenia wstępnego nieeloksowanego aluminium	•
Bez fosfatów	•
Bez tensydów	•
Wysoka ochrona materiałowa	•
Kwaśne czyszczenie wstępne	•
Resztki alkaliczne przeniesione z neutralizacji	•
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	-3
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	30
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	308
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	191

ProCare Lab 30 C - 10 l

Środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, kwasowy, 10 l.
do delikatnego maszynowego czyszczenia szkła i naczyń laboratoryjnych.



EAN: 4029577160234 / Numer materiału: 12960650 /

Stary numer materiału: 62927202V1

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	234
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	245
Ciężar brutto w kg	12,50
Wielkość napełnienia w ml	10000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP

•