

PG 8592 [WW AD]

Vaskedekontaminator

med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



- Kapasitet/last f.eks. 8 DIN-instrumentrister eller 1-2 MIS-sett
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- 68 % lavere vannforbruk enn forgjengeren\*
- Effektiv varmluftstørking – DryPlus
- Total sikkerhet – mulighet for tilkobling til prosessdok.

\* sammenlignet med VarioTD-programmet til G 7892

EAN: 4002515559895 / Materialnummer: 10088880 /

Gammelt materialnummer: 62859201N

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt
Kabinett	Rustfritt stål
Kan bygges inn	•
AutoClose – automatisk dørlås	•
Varselsignal, akustisk signal ved programslutt	•
Servicevennlig konstruksjon	•
<b>Bruk</b>	
Egnet for sykehus	•
Egnet for legekontorer	•
Egnet for ambulerende OP-praksiser	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
<b>Kapasitet</b>	
DIN-instrumentrister pr. last [antall]	8
GYN-spekula pr. last [antall]	42
MIS-sett pr. last [antall]	1-2
AN-sett pr. last [antall]	2-3
Hule instrumenter pr. last [antall]	44
<b>Effektdata</b>	
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	500
Nyttevolum vaskekammer i l	145,00
Testede driftstimer	15000
Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min	22
Maksimal sluttsskyllingstemperatur i °C	93
<b>Styring</b>	
Styringstype	TouchControl
Programvalg	Touch on Metal
Hurtigvalgtaster	•
Maks. startforvalgstid i t	24
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programmer [antall]	19
Ledige programplasser [antall]	2
A0-verdi-styring	•
Sikring mot programavbrudd	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	8,50
Totaltilkobling i kW	9,30
Sikring i A	16
Lengde på nettkabelen i m	1,80
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	3,30
Sikring i A	16

PG 8592 [WW AD]

Vaskedekontaminator

med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002515559895 / Materialnummer: 10088880 /  
Gammelt materialnummer: 62859201N

<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1
Kaldtvann for dampkondensator [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i kPa	200-1000
AD-vann [antall]	1
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l	10,70
Avløpspumpe [DN]	22
Integrert kalkfilter	•
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
<b>Mål og vekt</b>	
Nettovekt i kg	78
<b>Tørkeaggregat</b>	
Integrert tørkeaggregat	•
Vifte i kW	0,30
Varmeapparat i kW	2,20
Luftkapasitet i m <sup>3</sup> /t	60
Tidsjustering i trinn på 1 minutt	0-120
HEPA-filter-klasse	H13
Filtreringsevne Hepa-filter (DIN EN 1822) i %	99,95
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	835
Ytre mål, nettobredde i mm	600
Ytre mål, nettodybde i mm	600
Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
Ytre mål, bruttobredde i mm	675
Utvendig mål, bruttodybde i mm	745
Vaskekammer, nyttbar høyde i mm	520
Vaskekammer, nyttbar bredde i mm	530
Vaskekammer, dybde overkurv i mm	474
Vaskekammer, dybde underkurv i mm	520
Bruttovekt i kg	85
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
<b>Programmer</b>	
Vario TD instr 4 rist	•
Vario TD instr 6 rist	•
Vario TD instr 8 rist	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH +	•
Vario TD ØNH optikk	•
Special 93 °C-10'	•
Oftalmologi	•
Ophtha-Tray A207	•
Tåteflasker	•
OP-sko	•
Sirkulasjonsgods	•

PG 8592 [WW AD]

Vaskedekontaminator

med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002515559895 / Materialnummer: 10088880 /

Gammelt materialnummer: 62859201N

Universal

#### Utstyr

Kontroll av doseringsvolum

Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)

Grensesnitt for service

Omfattende komponenter (opsjon)

#### Utstyr

1 doseringsbeholder/dør for avspenningsmiddel

1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel

Dampkondensator

Spyletrykkovervåkning

Spylearmovervåkning

Filtersystem med flere komponenter

Varmepumpe med variabel hastighet

Vogner o.l. m/direktetilkobling

DryPlus

Saltbeholder i døren

Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi

Varmeelement utenfor vaskekammeret

Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)

#### Normer, sertifisering, merking

VDE-merke (elektrisk sikkerhet)

IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21

EN 61010-2-040

RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU medisinsk utstyr klasse IIb

#### Tilkoblingsmuligheter

Serielt grensesnitt RS 232 (opsjon)

WiFi via DataDiary (opsjon)

Nettverksgrensesnitt (opsjon)

Ekstern doseringsmodul

#### Normer, sertifisering, merking

EN 61010-1