

PG 8583 [WW AD PD OIL]

Laboratoriemaskiner

med AD-vanntilkobling, pulverdoserer, EcoDry-funksjon og oljepakninger.



- Kapasitet/last f.eks. 128 laboratoriefasker
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- 40 % lavere vannforbruk enn forgjengeren*
- Praktisk ekstra tørking – EcoDry
- Total sikkerhet – mulighet for tilkobling til prosessdok.

* sammenlignet med standardprogrammet til G 7883

EAN: 4002515574324 / Materialnummer: 10114250 /
Gammelt materialnummer: 62858370N

| Modell og utførelse | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modell | Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt |
| Kabinett | Rustfritt stål |
| Kan bygges inn | • |
| AutoClose – automatisk dørlås | • |
| Varselsignal, akustisk signal ved programslutt | • |
| Servicevennlig konstruksjon | • |
| Bruk | |
| Egnet for laboratorier | • |
| Kapasitet | |
| Laboratoriefasker pr. last [antall] | 128 |
| Pipetter pr. last [antall] | 98 |
| Effektdata | |
| Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min | 500 |
| Nyttevolum vaskekammer i l | 145,00 |
| Korteste programtid i min | 20 |
| Testede driftstimer | 15000 |
| Maksimal sluttskylningstemperatur i °C | 93 |
| Styring | |
| Styringstype | TouchControl |
| Programvalg | Touch on Metal |
| Hurtigvalgtaster | • |
| Maks. startforvalgstid i t | 24 |
| Programmeringsmulighet | Programmerbar |
| Programmer [antall] | 14 |
| Ledige programplasser [antall] | 2 |
| AO-verdi-styring | • |
| Sikring mot programavbrudd | • |
| Resttidsanvisning | • |
| Visning av programforløp | • |
| Displayspråk som kan stilles inn | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Elektrotilkobling | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt elektrisk i kW | 8,50 |
| Totaltilkobling i kW | 9,30 |
| Sikring i A | 16 |
| Lengde på nettkabelen i m | 1,80 |
| Mulig spenningsvariant 1 | |
| Elektrotilkobling | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt elektrisk i kW | 2,50 |
| Totaltilkobling i kW | 3,30 |
| Sikring i A | 16 |
| Vanntilkobling/-avløp | |
| Kaldtvann [antall] | 1 |
| Kaldtvann for dampkondensator [antall] | 1 |
| Varmtvann [antall] | 1 |
| Nødvendig flytetrykk i kPa | 200-1000 |
| AD-vann [antall] | 1 |
| Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm | 100 |

PG 8583 [WW AD PD OIL]

Laboratoriemaskiner

med AD-vanntilkobling, pulverdoserer, EcoDry-funksjon og oljepakninger.



EAN: 4002515574324 / Materialnummer: 10114250 /

Gammelt materialnummer: 62858370N

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l | 10,70 |
| Avløpspumpe [DN] | 22 |
| Integrert kalkfilter | • |
| Vannsikringssystem | Waterproofsystem |
| Mål og vekt | |
| Nettovekt i kg | 74 |
| Tørkeaggregat | |
| Luftkapasitet i m ³ /t | 60 |
| Mål og vekt | |
| Ytre mål, nett høyde i mm | 835 |
| Ytre mål, nett bredde i mm | 600 |
| Ytre mål, nettdybde i mm | 600 |
| Ytre mål, brutt høyde i mm | 940 |
| Ytre mål, brutt bredde i mm | 675 |
| Utvendig mål, brutt dybde i mm | 745 |
| Vaskekammer, nyttbar høyde i mm | 520 |
| Vaskekammer, nyttbar bredde i mm | 530 |
| Vaskekammer, dybde overkurv i mm | 474 |
| Vaskekammer, dybde underkurv i mm | 520 |
| Bruttovekt i kg | 81 |
| Utslippsverdier | |
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Programmer | |
| Standard | • |
| Intensiv | • |
| Programmer | |
| Special 93 °C-10' | • |
| Universal | • |
| Anorganica | • |
| Organica | • |
| Injektor Plus | • |
| Pipetter | • |
| Kunststoff | • |
| Mini | • |
| Oljeprogram | • |
| Utstyr | |
| Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon) | • |
| Grensesnitt for service | • |
| Omfattende komponenter (opsjon) | • |
| Utstyr | |
| 1 doseringsbeholder/dør for rengjøringsmidler i pulverform | • |
| 1 doseringspumpe for nøytraliseringsmiddel | • |
| Dampkondensator | • |
| Spyletrykkovervåking | • |
| Spylearmovervåking | • |
| Filtersystem med flere komponenter | • |
| Varmepumpe med variabel hastighet | • |
| Vogner o.l. m/direktetilkobling | • |
| EcoDry | • |
| Saltbeholder i døren | • |

PG 8583 [WW AD PD OIL]

Laboratoriemaskiner

med AD-vanntilkobling, pulverdoserer, EcoDry-funksjon og oljepakninger.



EAN: 4002515574324 / Materialnummer: 10114250 /

Gammelt materialnummer: 62858370N

Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi

•

Varmeelement utenfor vaskekammeret

•

Olje- og fettbestandige pakninger

•

Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)

•

Normer, sertifisering, merking

VDE-merke (elektrisk sikkerhet)

•

IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•

Maskindirektivet 2006/42/EF

•

Tilkoblingsmuligheter

Serielt grensesnitt RS 232 (opsjon)

•

WiFi via DataDiary (opsjon)

•

Nettverksgrensesnitt (opsjon)

•

Ekstern doseringsmodul

•

Normer, sertifisering, merking

EN 61010-1

•