

## PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



- Kapasitet/last f.eks. 44 roterende instrumenter el. 44 spyttsgere
- Kapasitet/last f.eks. 8 DIN-instrumentrister eller 48 GYN-spekula
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Effektiv varmluftstørking – DryPlus
- Nettverkstilkobling som standard via WiFi

EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /  
Gammelt materialnummer: 62869205NWE

### Modell og utførelse

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modell                                         | Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt |
| Serie                                          | ExpertLine                                  |
| Panelfarge                                     | Sort                                        |
| Kabinett                                       | Hvit                                        |
| Kan bygges inn                                 | •                                           |
| Deksel                                         | Rustfritt stål                              |
| Antall vaskenivåer                             | 2                                           |
| AutoClose – automatisk dørlås                  | •                                           |
| Varselsignal, akustisk signal ved programslutt | •                                           |
| Servicevennlig konstruksjon                    | •                                           |

### Bruk

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Egnet for sykehus                  | • |
| Egnet for tannlegekontorer         | • |
| Egnet for legekantorer             | • |
| Egnet for ambulerende OP-praksiser | • |

### Kapasitet

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| DIN-instrumentrister pr. last [antall]   | 8   |
| GYN-spekula pr. last [antall]            | 48  |
| MIS-sett pr. last [antall]               | 1-2 |
| Oftalmologi-sett pr. last [antall]       | 8   |
| AN-sett pr. last [antall]                | 2-3 |
| OP-sko pr. last [antall]                 | 28  |
| Sug pr. last [antall]                    | 44  |
| Hule instrumenter pr. last [antall]      | 44  |
| Roterende instrumenter pr. last [antall] | 44  |

### Effektdata

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min                      | 500    |
| Nyttevolum vaskekammer i l                             | 145,00 |
| Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min | 40     |
| Testede driftstimer                                    | 15000  |
| Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min | 19     |
| Maksimal sluttskyllestemperatur i °C                   | 93     |

### Miele MOVE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Miele Move Connect (opsjon)  | • |
| Miele Move MedDent+ (opsjon) | • |

### Styring

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Styringstype                                | M Touch Flex  |
| Godkjenning av syklus direkte via displayet | •             |
| Maks. startforvalgstid i t                  | 24            |
| Programmeringsmulighet                      | Programmerbar |
| Programmer [antall]                         | 24            |
| Ledige programplasser [antall]              | 5             |
| AO-verdi-styring                            | •             |
| Sikring mot programavbrudd                  | •             |
| Resttidsanvisning                           | •             |
| Visning av programforløp                    | •             |

## PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /

Gammelt materialnummer: 62869205NWE

Displayspråk som kan stilles inn

•

### Standard elektrotilkobling

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Elektrotilkobling          | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt elektrisk i kW | 8,50            |
| Totaltilkobling i kW       | 9,30            |
| Sikring i A                | 16              |
| Lengde på nettkabelen i m  | 1,90            |

### Mulig spenningsvariant 1

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Elektrotilkobling          | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt elektrisk i kW | 2,50         |
| Totaltilkobling i kW       | 3,30         |
| Sikring i A                | 16           |

### Vanntilkobling/-avløp

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Kaldtvann [antall]                                  | 1                |
| Varmtvann [antall]                                  | 1                |
| Nødvendig flytetrykk i kPa                          | 200-1000         |
| AD-vann [antall]                                    | 1                |
| Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm            | 100              |
| Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l | 10,70            |
| VEP-pumpe for AD-vann (opsjon)                      | •                |
| Avløpspumpe [DN]                                    | 22               |
| Integrert kalkfilter                                | •                |
| Vannsikringssystem                                  | Waterproofsystem |

### Mål og vekt

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ytre mål, nettohøyde i mm        | 835 |
| Ytre mål, nettobredde i mm       | 598 |
| Ytre mål, nettodybde i mm        | 598 |
| Vaskekammer, nyttbar høyde i mm  | 520 |
| Vaskekammer, nyttbar bredde i mm | 530 |
| Nettovekt i kg                   | 74  |

### Tørkeaggregat

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Integrert tørkeaggregat                       | •     |
| Vifte i kW                                    | 0,30  |
| Varmeapparat i kW                             | 2,20  |
| Luftkapasitet i m <sup>3</sup> /t             | 60    |
| Tidsjustering i trinn på 1 minutt             | 0-120 |
| HEPA-filter-klasse                            | H13   |
| Filtreringsevne Hepa-filter (DIN EN 1822) i % | 99,95 |
| Levetid HEPA-filter i t                       | 300   |

### Mål og vekt

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Ytre mål, bruttohøyde i mm                 | 920  |
| Ytre mål, bruttbredde i mm                 | 670  |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm              | 740  |
| Vaskekammer, dybde overkurv i mm           | 474  |
| Vaskekammer, dybde underkurv i mm          | 520  |
| Bruttovekt i kg                            | 81   |
| Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup> | 1220 |

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat

med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.

EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /

Gammelt materialnummer: 62869205NWE

| Utslippsverdier                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen                             | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeavgivelse til rommet i MJ/h                           | 5,40                |
| Programmer                                                 |                     |
| Vario TD Intensiv                                          | •                   |
| Vario Dental +                                             | •                   |
| Vario TD instr 4 rist                                      | •                   |
| Vario TD instr 6 rist                                      | •                   |
| Vario TD instr 8 rist                                      | •                   |
| Vario TD Container                                         | •                   |
| Vario TD AN                                                | •                   |
| Vario TD MIS                                               | •                   |
| Vario TD GYN                                               | •                   |
| Vario TD ØNH                                               | •                   |
| Vario TD ØNH +                                             | •                   |
| Vario TD ØNH optikk                                        | •                   |
| Oftalmologi                                                | •                   |
| Ophtha-Tray A207                                           | •                   |
| Tåteflasker                                                | •                   |
| OP-sko                                                     | •                   |
| Sirkulasjonsgods                                           | •                   |
| Universal                                                  | •                   |
| Avskylling kaldtvann                                       | •                   |
| Utstyr                                                     |                     |
| Kontroll av doseringsvolum                                 | •                   |
| Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)              | •                   |
| Grensesnitt for service                                    | •                   |
| Omfattende komponenter (opsjon)                            | •                   |
| Utstyr                                                     |                     |
| 1 doseringsbeholder/dør for avspenningsmiddel              | •                   |
| 1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel            | •                   |
| Sugelanse for 10–20 l-beholder (opsjon)                    | •                   |
| Komfort-sugelanse DC5                                      | •                   |
| Dampkondensator                                            | •                   |
| Spyletrykkovervåkning                                      | •                   |
| Spylearmovervåkning                                        | •                   |
| Selvhjelpssekvenser                                        | •                   |
| Kammerbelysning                                            | •                   |
| Filtersystem med flere komponenter                         | •                   |
| Varmepumpe med variabel hastighet                          | •                   |
| Vogner o.l. m/direktetilkobling                            | •                   |
| DryPlus                                                    | •                   |
| Saltbeholder i døren                                       | •                   |
| Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi | •                   |
| Varmeelement utenfor vaskekammeret                         | •                   |
| Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)  | •                   |
| Normer, sertifisering, merking                             |                     |
| VDE-merke (elektrisk sikkerhet)                            | •                   |

## PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat  
med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /

Gammelt materialnummer: 62869205NWE

IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•

EU medisinsk utstyr klasse IIb

•

### Tilkoblingsmuligheter

WiFi

•

Nettverksgrensesnitt (opsjon)

•

Ekstern doseringsmodul

•

### Normer, sertifisering, merking

EN 61010-1

•