

E 729

Utilisation

pour la prise en charge de max. 4-5 kits de chirurgie ophtalmologique sur 3 niveaux.



- 2 niveaux pour la prise en charge de 4 compléments à mailles DIN
- 1 niveau avec 16 ou 30 injecteurs
- Possibilité raccordement pour E 478/1 sur le tuyau d'alimentation
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513893274 / Numéro de matériel: 06517580 / Ancien Numéro de matériel: 69572901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour les instruments d'ophtalmologie	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	4-5
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	471
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	680
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	14,40
Poids brut en kg	16,40
<b>Articles fournis</b>	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1
E 790 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock femelles [nombre]	8
E 791 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock mâles [nombre]	8
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1