

ProCare Lab 30 C - 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Exempt de tensio-actifs et de phosphates
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- À utiliser comme agent neutralisant ou comme produit de pré-lavage acide
- Élimine les résidus solubles dans les acides des matériaux sensibles

Code EAN: 4002515660744 / Numéro de matériel: 10266670 /

Ancien Numéro de matériel: 62927101EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyses microbiologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Laboratoires de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Industrie des phosphates	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Forme d'agrégat	Liquide
Composants	Acides organiques
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Approprié pour des matériaux sensibles	•
Convient pour la neutralisation de l'aluminium non anodisé	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas pour un pré-lavage à base d'acide d'éléments en aluminium non anodisé	•
Sans phosphates	•
Sans tensioactifs	•
Excellente préservation des matériaux	•
Pré-lavage à base d'acide	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30

ProCare Lab 30 C - 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.

Code EAN: 4002515660744 / Numéro de matériel: 10266670 /

Ancien Numéro de matériel: 62927101EU1



Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6
Capacité en ml	5000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•