

APST 006 Joint de porte Pour étanchéifier la chambre sous pression.



• Remplacement obligatoire après 800 cycles de stérilisation

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Joint	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	25
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	400

0,11

0,12

Code EAN: 4002516298205 / Numéro de matériel: 11377350 /

Ancien Numéro de matériel: 68900006D

Poids net en kg

Poids brut en kg