

ProCare Dent 30 P - 5 l
Agent neutralisant, acide, 5 l
pour le traitement en machine d'instruments dentaires.



- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments de transfert
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Élimine les couleurs de revenu et les salissures solubles dans l'acide
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide phosphorique

Code EAN: 4029577157982 / Numéro de matériel: 12796360 /
Ancien Numéro de matériel: 66914303V1

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	1 ml/l (0,1 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agent neutralisant acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Valeur de pH à 20 °C	0,7
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour les instruments standard	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas aux instruments de transfert	•
Sans tensioactifs	•
Sans microplastique	•
Excellente capacité de rinçage	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la chambre de lavage	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Prévient la corrosion	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Poids brut en kg	7,80
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•