

ProCare Lab 10 AO - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

pour nettoyage spécial en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Indication d'utilisation des détergents avec chlore actif*
- Effet oxydant, sans tensio-actifs
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Nettoyage efficace des salissures organiques

* En cas d'utilisation d'un détergent contenant du chlore actif, une usure plus élevée des matériaux organiques comme le plastique et l'élastomère des laveurs-désinfecteurs est à prévoir. La température max. ne doit pas dépasser 75 °C max. lors de la phase de lavage avec un détergent à haute teneur en chlore. Afin de prévenir cette usure des matériaux, Miele recommande vivement de réaliser une maintenance de l'appareil tous les ans ou après 1.000 heures de fonctionnement.

En l'absence de maintenance, le droit à la garantie et ses bénéfices peuvent être annulés.

Veuillez consulter le service après-vente de Miele sans attendre ou demandez une offre de contrat de maintenance.

Code EAN: 4029577160135 / Numéro de matériel: 12958880 /

Ancien Numéro de matériel: 62926102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des restes de terreau	•
Élimination des résidus organiques	•
Élimination des restes de culture cellulaires et tissulaires	•
Élimination des composants radioactifs	•
Élimination des algues	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Plage de dureté de l'eau recommandée en mmol/l	0-1
Princip. domaines util.	
Laboratoires d'analyses microbiologiques	•
Laboratoires virologiques	•
Laboratoires de médecine nucléaire	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Industrie de la peinture	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Agent de blanchiment à base de chlore, Phosphate
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans microplastique	•
Action oxydante grâce au chlore actif	•
Effet oxydant	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	190

ProCare Lab 10 AO - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

pour nettoyage spécial en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160135 / Numéro de matériel: 12958880 /

Ancien Numéro de matériel: 62926102V1

Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
---	-----

Poids brut en kg	7,00
------------------	------

Capacité en ml	5000
----------------	------

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•