

ProCare Lab 30 C - 5 l

Agent neutralisant à base d'acide citrique, acide, 5 l
pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- À utiliser comme agent neutralisant ou comme produit de prélavage acide
- Exempt de tensio-actifs et de phosphates
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Élimine les résidus solubles dans les acides des matériaux sensibles

Code EAN: 4029577160227 / Numéro de matériel: 12960630 /
Ancien Numéro de matériel: 62927102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	1–5 ml/l (0,1–0,5 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyses microbiologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Laboratoires de l'industrie cosmétique	•
Laboratoires de l'industrie des phosphates	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agent neutralisant acide
Forme d'agrégal	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateur
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Approprié pour des matériaux sensibles	•
Convient pour la neutralisation de l'aluminium non anodisé	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Ne convient pas pour un prélavage à base d'acide d'éléments en aluminium non anodisé	•
Sans phosphates	•
Sans tensioactifs	•
Sans microplastique	•
Excellente préservation des matériaux	•
Prélavage à base d'acide	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217

ProCare Lab 30 C - 5 l
Agent neutralisant à base d'acide citrique, acide, 5 l
pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160227 / Numéro de matériel: 12960630 /	
Ancien Numéro de matériel: 62927102V1	
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6,50
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	