

E 353

Support-tulipe

réglable en hauteur, pour positionnement verrerie de laboratoire sur gicleur.



- Convient pour la buse d'injection E 351
- Support-tulipe réglable en hauteur
- Convient par ex. pour les bouteilles, les Erlenmeyer et les ballons

Code EAN: 4002511117099 / Numéro de matériel: 03809530 / Ancien Numéro de matériel: 69735301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 15/16 (100) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1 13/16 (45) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	6 5/16 (160) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	3 15/16 (100)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,04)