

APH 510 PRT 110

Imprimante de protocoles

Pour imprimer des protocoles de traitement.



- Imprimante Dotmatrix avec rouleau encreur
- Compatible avec tous les laveurs-désinfecteurs Miele

Code EAN: 8809166679332 / Numéro de matériel: 11053310 / Ancien Numéro de matériel: 68817004D

| | |
|---|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Lave-bassins | • |
| Accessoires | |
| G 7831 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PWD 8541 | • |
| PWD 8545 | • |
| PWD 8546 | • |
| PWD 8549 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Traçabilité/données de fonctionnement/communication | • |
| Caractéristiques produit | |
| Couleur | Noir |
| Domaine d'application | |
| Traitement des pipettes/flacons | • |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Traitement des lames | • |
| Traitement des butyromètres | • |
| Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie | • |
| Traitement des instruments d'anesthésie | • |
| Traitement des instruments CMI | • |
| Traitement des instruments d'ophtalmologie | • |
| Traitement des instruments de robotique | • |
| Traitement des instruments gynécologiques | • |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des sabots de bloc opératoire | • |
| Traitement des cuvettes | • |
| Traitement des haricots | • |
| Traitement des biberons | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques | • |
| Traitement des clous intramédullaires/alésors | • |
| Traitement des plaques/plateaux | • |

APH 510 PRT 110

Imprimante de protocoles

Pour imprimer des protocoles de traitement.



Code EAN: 8809166679332 / Numéro de matériel: 11053310 /

Ancien Numéro de matériel: 68817004D

| | |
|--|----------------------|
| Traitement des compléments à mailles | • |
| Traitement des éprouvettes graduées | • |
| Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux | • |
| Traitement des bassins de lit et des urinaux | • |
| Traitement de divers ustensiles | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Conducteur neutre | N |
| CA/CC | AC |
| Tension en V | 200-240 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 6 3/16 (157) in (mm) |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 6 5/16 (160) in (mm) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 9 7/16 (239) in (mm) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 8 5/16 (210) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 10 7/16 (265) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 11 1/4 (285) |
| Poids net en kg | 8 (3,35) |
| Poids brut en kg | 9 (3,81) |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |