


A 857 Pièce d'adaptation Pour usage de chariots labo des séries G 7827/28 et PG 8527/28 dans la PG 86xx.



- Utilisation des supports de charge Miele existants sur PG 86xx
- Pour ts supports de charge de G 7827, G 7828, PG 8527 et PG 8528

Ancien Numéro de matériel: 69685700D	009007
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 3/8 (60)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	16 (405)
Poids net en kg	1 (0,33)
Poids brut en kg	1 (0,43)