

ProCare Dent 30 C - 5 l
Agent neutralisant, acide, 5 l
pour une neutralisation optimale à base d'acide citrique.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577143466 / Numéro de matériel: 12187250 /
Ancien Numéro de matériel: 66915302EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Valeur en pH de la solution d'utilisation	3,0
Princip. domaines utilisation	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique
Sans tensioactifs	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 9/16 (217)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 13/16 (248)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 15/16 (150)
Poids brut en kg	0,21 (6)
Capacité en ml	169,07 (5000) fl oz (US) (Milliliter)
Conform., contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•