

ProCare Dent 30 P - 5 l
Agent neutralisant, acide, 5 l
pour une neutralisation optimale à base d'acide phosphorique.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577143497 / Numéro de matériel: 12187380 /
Ancien Numéro de matériel: 66914302EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination des couleurs de revenu, du calcaire, les dépôts d'urine et autres impuretés solubles dans l'acide	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Valeur en pH de la solution d'utilisation	2,3
Princip. domaines utilisation	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Sans tensioactifs	•
Excellente capacité de rinçage	•
Convient pour les instruments standard	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 9/16 (217)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 13/16 (248)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 1/2 (215)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 11/16 (245)
Poids brut en kg	0,28 (8)
Capacité en ml	169,07 (5000) fl oz (US) (Milliliter)
Conform., contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•