

E 353

Support-tulipe

réglable en hauteur, pour positionnement verrerie de laboratoire sur gicleur.



- Convient pour la buse d'injection E 351
- Support-tulipe réglable en hauteur
- Convient p. ex. pour bouteilles, Erlenmeyer et ballons

Numéro EAN: 4002511117099 / Numéro de matériel: 03809530 /
Ancien Numéro de matériel: 69735301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	45
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	160
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	100
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,04