

APWD 072

Gicleur à injection

pour le traitement optimal des instruments avec lumen, notamment aspirateurs.



- Convient au panier APWD 061
- en utilisant l'adaptateur APWD 073
- L'illustration montre l'APWD 072 avec l'adaptateur APWD 073

Numéro EAN: 4002516122289 / Numéro de matériel: 11127460 /
Ancien Numéro de matériel: 68407200D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00