

ProCare Dent 30 C - 5 I Agent neutralisant, acide, 5 I pour une neutralisation optimale à base d'acide citrique.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Numéro EAN: 4029577143466 / Numéro de matériel: 12187250 / Ancien Numéro de matériel: 66915302EU1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Valeur pH de la solution	3,0
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique
Sans tensioactifs	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient pour les instruments standard et les instruments de transfert	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•