

ProCare Dent 30 P - 5 l
 Agent neutralisant, acide, 5 l
 pour une neutralisation optimale à base d'acide phosphorique.



- Convient pour instruments standard (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Numéro EAN: 4029577143497 / Numéro de matériel: 12187380 /
 Ancien Numéro de matériel: 66914302EU1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination des couleurs de revenu, du calcaire, les dépôts d'urine et autres impuretés solubles dans l'acide	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Valeur pH de la solution	2,3
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Sans tensioactifs	•
Excellente capacité de rinçage	•
Convient pour les instruments standards	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	130
Dimension extérieure, largeur brute en mm	215
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	245
Poids brut en kg	8
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•