

ProCare Dent 11 A - 1 kg
Détergent en poudre, alcalin, 1 kg
pour le traitement mécanique d'instruments dentaires.



- Convient aux instruments dentaires, pas aux instruments de transfert
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Protection élevée des matériaux
- Sans additifs d'oxydation
- Protection contre la corrosion pour les instruments et les plateaux en inox

Numéro EAN: 4029577157968 / Numéro de matériel: 12786510 / Ancien Numéro de matériel: 66911101V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	12,0
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3 g/l (30 g/cycle)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	3 g/l (30 g/cycle)
Degré de salissure	Puissance
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Type d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphates, Tensio-actifs non ioniques, Silicates
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Type d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphates, Tensio-actifs non ioniques, Silicates
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour les instruments standards	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Ne convient pas aux instruments de transfert	Convient pour instr. standard, Ne convient pas aux instruments de transfert, Pour traitement instruments en machine
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	242
Dimension extérieure, largeur nette en mm	107
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Capacité de charge en g	1000
Poids brut en kg	1
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•