

ProCare Dent 30 P - 5 l  
Agent neutralisant, acide, 5 l  
pour le traitement mécanique d'instruments dentaires.



- Convient aux instruments dentaires, pas aux instruments de transfert
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Élimine les couleurs de revenu et les salissures solubles dans l'acide
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide phosphorique

Numéro EAN: 4029577157982 / Numéro de matériel: 12796360 /  
Ancien Numéro de matériel: 66914303V1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
<b>Dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	0,7
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1 ml/l (0,1 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
<b>Principaux domaines d'utilis.</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Convient pour les instruments standards	•
Préviend la corrosion	•
Sans tensioactifs	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la cuve de lavage	•

ProCare Dent 30 P - 5 l  
Agent neutralisant, acide, 5 l  
pour le traitement mécanique d'instruments dentaires.



Numéro EAN: 4029577157982 / Numéro de matériel: 12796360 /  
Ancien Numéro de matériel: 66914303V1

Ne convient pas aux instruments de transfert

Convient pour instr. standard, Ne convient pas pour métaux légers/non ferreux, Ne convient pas aux éléments chromés, Ne convient pas aux éléments nickelés, Ne convient pas à l'alu anodisé, Ne convient pas aux instruments de transfert, Convient pour porcelaine/céramique

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Poids brut en kg	8
Capacité en ml	5000

#### Conformités, contrôles et indicateurs

CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•