

PWD 8682 C [MD DST LAN]

Laveur-désinfecteur à un niveau de lavage

avec un tiroir pour les produits chimiques, de courtes durées du programme et réseau local/Wi-Fi.



- Rendement/Charge par ex. 2 ST compléments à mailles DIN ou 24 ST spéculums GYN
- Des programmes adaptés et des options de charge polyvalentes
- Dosage liquide, raccord. eau déminéralisée, pompe vitesse varia. et EcoDry
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Connectivité par défaut via Wi-Fi ou Ethernet

Numéro EAN: 4002516959137 / Numéro de matériel: 12949700 /

Ancien Numéro de matériel: 62868279DAC

Concept modulaire et version	
Gamme	CompactLine
Couleur du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Blanc
Couvercle	Inox
Encastrable	•
Nombre de niveaux de lavage	1
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Adapté pour les pratiques vétérinaires	•
Convient aux cabinets de podologie	•
Capacité	
Complément à mailles DIN par charge [nombre]	2
Petits compléments à mailles (E 146) par charge [nombre]	10
Compléments à mailles (E 197) par charge [nombre]	18
Spéculums gynécologiques par charge [nombre]	24
Haricots par charge [nombre]	5
Instruments avec lumen par charge [nombre]	22
Paniers à mailles (125 x 188 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	18
Paniers à mailles (176 x 273 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
Paniers à mailles (176 x 273 x 41 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	75,00
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	23
Température de rinçage maximale en °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (en option)	•
Miele MOVE MedDent+ (en option)	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Programmes favoris paramétrables	•
Approbation de la charge directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	10
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Commande de valeur AO	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•

PWD 8682 C [MD DST LAN]

Laveur-désinfecteur à un niveau de lavage

avec un tiroir pour les produits chimiques, de courtes durées du programme et réseau local/Wi-Fi.



Numéro EAN: 4002516959137 / Numéro de matériel: 12949700 /

Ancien Numéro de matériel: 62868279DAC

Langues d'affichage paramétrables

•

Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, hauteur utile en mm	280
Cuve, largeur utile en mm	490
Poids net en kg	81
Cuve, profondeur utile en mm	520
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m ²	1220

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,80

Programmes

Vario TD Intensif	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL Optique	•
Vario TD Instr.	•
Rinçage eau froide	•

PWD 8682 C [MD DST LAN]

Laveur-désinfecteur à un niveau de lavage

avec un tiroir pour les produits chimiques, de courtes durées du programme et réseau local/Wi-Fi.



Numéro EAN: 4002516959137 / Numéro de matériel: 12949700 /

Ancien Numéro de matériel: 62868279DAC

Équipement

1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour l'agent neutralisant	•
Une pompe de dosage du produit de rinçage	•
Lance d'aspiration Flex DS5	•
Détection automatique du niveau de vide	•
Contrôle du volume de dosage	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de la cuve	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Pompe à haut débit de recyclage	•
Support de charge – couplage direct	•
EcoDry	•
Réservoir de sel dans le fond de la cuve	•
Interface optique SAV	•
Boîtier de communication	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Ajustement pour bidon de produit de 2x5 l et réservoir pour produit de rinçage	•

Composants complets (option)

Possibilités de raccordement

Interface Wi-Fi/Ethernet	•
--------------------------	---

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•