

ProCare Lab 10 AO - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

Pour nettoyage spécial en machine de d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Indication d'utilisation des détergents avec chlore actif*
- Effet oxydant, sans tensio-actifs
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Nettoyage efficace des salissures organiques

* En cas d'utilisation d'un détergent contenant du chlore actif, une usure plus élevée des matériaux organiques comme le plastique et l'élastomère des laveurs-désinfecteurs est à prévoir. La température max. ne doit pas dépasser 75 °C max. lors de la phase de lavage avec un produit détergent à haute teneur en chlore. Afin de prévenir cette usure des matériaux, Miele recommande vivement de réaliser une maintenance de l'appareil tous les ans ou après 1'000 heures de fonctionnement.

En l'absence de maintenance, le droit à la garantie et ses bénéfices peuvent être annulés.

Veuillez consulter le service après-vente de Miele sans attendre ou demandez une offre de contrat de maintenance.

Numéro EAN: 4029577160135 / Numéro de matériel: 12958880 /

Ancien Numéro de matériel: 62926102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des restes de terreau	•
Élimination des résidus organiques	•
Élimination des restes de cultures cellulaires et tissulaires	•
Élimination des constituants radioactifs	•
Élimination des algues	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Plage de dureté de l'eau recommandée en mmol/l	0–1
Principaux domaines d'utilis.	
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse virologique	•
Laboratoires d'analyse en médecine nucléaire	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Industrie de la peinture	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Agent de blanchiment à base de chlore, Phosphates
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient à la verrerie de laboratoire	•
Convient à la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Action oxydante grâce au chlore actif	•
Effet oxydant	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	7,00

ProCare Lab 10 AO - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

Pour nettoyage spécial en machine de d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.

Numéro EAN: 4029577160135 / Numéro de matériel: 12958880 /

Ancien Numéro de matériel: 62926102V1

Capacité en ml

5000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

