

ProCare Lab 30 C - 10 l

Agent neutralisant, acide, 10 l

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Exempt de tensio-actifs et de phosphates
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- À utiliser comme agent neutralisant ou comme produit de pré-lavage acide
- Élimine les résidus solubles dans les acides des matériaux sensibles

Code EAN: 4002515660751 / Numéro de matériel: 10266680 /

Ancien Numéro de matériel: 62927201EU1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs de laboratoire	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
<b>Dosage</b>	
Recommandation de dosage par charge	1–4 ml/l (0,1–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Principaux domaines util.</b>	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Industrie des phosphates	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Agent neutralisant acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acides organiques, Acide citrique
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Convient aux matériaux fragiles	•
Convient pour la neutralisation de l'aluminium non anodisé	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas pour un pré-lavage à base d'acide d'éléments en aluminium non anodisé	•
Sans phosphates	•
Sans tensioactifs	•
Excellente préservation des matériaux	•
Pré-lavage à base d'acide	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30

ProCare Lab 30 C - 10 l

Agent neutralisant, acide, 10 l

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.

Code EAN: 4002515660751 / Numéro de matériel: 10266680 /

Ancien Numéro de matériel: 62927201EU1



<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	308
Dimension extérieure, largeur nette en mm	191
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	234
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	305
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	245
Poids brut en kg	12
Capacité en ml	10000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•