

ProCare Dent 30 C - 1 I [Typ 1] Agent neutralisant, acide, 1 I pour le traitement mécanique des instruments dentaires et rotatifs.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux processus des laveursdésinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité?avec?les? matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide citrique
- Facilite le remplissage dans le doseur de porte grâce au bec verseur

Code EAN: 4029577158057 / Numéro de matériel: 12796290 /

Ancien Numéro de matériel: 66915203V1	,
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1%)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1 ml/l (0,1%)
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Petite ouverture comme bec verseur	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateur
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Principaux domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique,Conservateu
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Sans tensioactifs	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient aux matériaux fragiles	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Sans composés phosphorés	•
Prévention des dépôts calcaires dans la cuve de lavage	•
Ne convient pas aux instruments rotatifs	Convient pour instrument standard/transfert, Convient pour alu anodisé Résistance à l'acidité de la charge et des conduites d'évacuation
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	241
Dimension extérieure, largeur nette en mm	106
· •	58
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	50



Conforme aux normes SGH/CLP

ProCare Dent 30 C - 1 I [Typ 1] Agent neutralisant, acide, 1 I pour le traitement mécanique des instruments dentaires et rotatifs.



Code EAN: 4029577158057 / Numéro de matérie Ancien Numéro de matériel: 66915203V1	:l: 12796290 /	
Capacité en ml	1000	
Conformités, contrôles et indicateurs		
CE	•	