

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]  
Agent neutralisant, acide, 1 l  
pour le traitement mécanique d'instruments dentaires.



- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments rotatifs
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Permet d'éliminer les couleurs de revenu et les salissures solubles dans l'acide
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide phosphorique
- Facilite le remplissage dans le doseur de porte grâce au bec verseur

Code EAN: 4029577158002 / Numéro de matériel: 12796350 /  
Ancien Numéro de matériel: 66914203V1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
<b>Dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	0,7
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1 ml/l (0,1 %)
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Petite ouverture comme bec verseur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
<b>Principaux domaines util.</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Convient pour les instruments standard	•
Prévient la corrosion	•
Sans tensioactifs	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Prévention des dépôts calcaires dans la cuve de lavage	•
Ne convient pas aux instruments rotatifs	Convient pour instr. standard, Ne convient pas métaux légers/non ferreux, Ne conv. pas aux élém. chromés, Ne conv. pas aux élém. nickelés, Ne conv. pas à l'alu. anodisé, Ne convient pas aux instruments rotatifs, Convient pour la porcelaine/céramique

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]  
 Agent neutralisant, acide, 1 l  
 pour le traitement mécanique d'instruments dentaires.



Code EAN: 4029577158002 / Numéro de matériel: 12796350 /  
 Ancien Numéro de matériel: 66914203V1

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	241
Dimension extérieure, largeur nette en mm	106
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Poids brut en kg	2
Capacité en ml	1000
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•