

PWD 8692 [DC5 LAN]

Lavadora desinfectadora

con dosificación de líquido y secado con aire caliente DryPlus.



- Capacidad/carga p. ej. 44 instrumental de transmisión o 44 cánulas de aspiración
- Capacidad/carga p. ej. 8 bandejas de malla DIN o 48 espéculos GYN
- Control del proceso: Presión de lavado y sensor del brazo asp.
- Máximo confort de manejo con display a color totalmente táctil M Touch Flex
- Secado con aire caliente eficiente – DryPlus
- Equipado para conectarse en red través de WiFi o Ethernet

Código EAN: 4002516884880 / Número de material: 12800210 /

Número de material antiguo: 62869208SEE

Diseño constructivo y versión

| | |
|--|---|
| Diseño constructivo | Aparato de libre instalación, apto para integración bajo encimera, estrecho |
| Línea | ExpertLine |
| Color del panel de mandos | Negro |
| Revestimiento exterior | Acero inoxidable |
| Empotrable bajo encimera | • |
| Tapa | Acero inoxidable |
| Número de niveles de lavado | 2 |
| AutoClose: cierre automático de la puerta | • |
| Avisador acústico, indicación acústica al final del programa | • |
| Construcción que facilita el mantenimiento | • |

Aplicación

| | |
|--|---|
| Apto para hospitales | • |
| Apto para clínicas dentales | • |
| Apto para clínicas médicas | • |
| Apto para consultas de cirugía ambulatoria | • |
| Adecuado para consultas veterinarias | • |
| Adecuado para consultas de podología | • |

Capacidad

| | |
|---|-----|
| Bandejas de malla DIN por carga [número] | 8 |
| Espéculos ginecológicos por carga [número] | 48 |
| Sets para cirugía mínimamente invasiva por carga [número] | 1-2 |
| Sets de oftalmología por carga [número] | 8 |
| Sets para anestesia por carga [número] | 2-3 |
| Calzado para quirófano por carga [número] | 28 |
| Extractores de saliva quirúrgicos por ciclo [número]. | 44 |
| Instrumental de cuerpo hueco por carga [número] | 44 |
| Instrumental de transferencia por carga [número] | 44 |

Datos de potencia

| | |
|---|--------|
| Bomba propulsora, Qmax en l/min. | 500 |
| Volumen útil de la cuba en l | 145,00 |
| Duración del programa más corto (limpieza y desinfección) en min. | 40 |
| Horas de servicio comprobadas | 15000 |
| Duración del programa más corto (limpieza y desinfección) en min. | 19 |
| Temperatura máxima de aclarado en °C | 93 |

Miele MOVE

| | |
|------------------------------|---|
| Miele MOVE Connect (Opción) | • |
| Miele MOVE MedDent+ (Opción) | • |

Control

| | |
|---|--------------|
| Tipo de manejo | M Touch Flex |
| Aprobación de ciclos directamente en el display | • |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | 24 |
| Programable | Programable |
| Programas [número] | 24 |
| Memorias libres para programas [número] | 5 |

PWD 8692 [DC5 LAN]

Lavadora desinfectadora

con dosificación de líquido y secado con aire caliente DryPlus.



Código EAN: 4002516884880 / Número de material: 12800210 /

Número de material antiguo: 62869208SEE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Control valor AO | • |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |

Conexión eléctrica estándar

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potencia calefactora eléctrica en kW | 8,50 |
| Potencia nominal total en kW | 9,30 |
| Fusibles en A | 16 |
| Longitud cable conex. red en m | 1,90 |

Posible variante de tensión 1

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Conexión eléctrica | AC 230V 50HZ |
| Potencia calefactora eléctrica en kW | 2,50 |
| Potencia nominal total en kW | 3,30 |
| Fusibles en A | 16 |

Conexión de agua/desagüe

| | |
|--|--------------------|
| Agua fría [cantidad] | 1 |
| Agua caliente [cantidad] | 1 |
| Presión de caudal necesaria en kPa | 200-1000 |
| Agua completamente desmineralizada [cantidad] | 1 |
| Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm | 100 |
| Dureza máxima del agua (agua fría/agua caliente) en mmol/l | 10,70 |
| Bomba propulsora VEP para agua AD (opción) | • |
| Bomba de desagüe [DN] | 22 |
| Descalcificador integrado | • |
| Sistema antifugas | Sistema Waterproof |

Unidad de secado

| | |
|---|-------|
| Grupo de secado integrado | • |
| Ventilador en kW | 0,30 |
| Registro calefactor en kW | 2,20 |
| Potencia de extracción en m³/h | 60 |
| Ajuste del tiempo en pasos de 1 minuto | 0-120 |
| Clase de filtro Hepa | H13 |
| Tasa de filtración del filtro Hepa (DIN EN 1822) en % | 99,95 |
| Durabilidad del filtro HEPA en h | 200 |

Medidas y peso

| | |
|---|-----|
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 835 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 598 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 598 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 920 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 670 |
| Medidas exteriores, profundidad bruta en mm | 740 |
| Cuba, altura interior útil en mm | 520 |
| Cuba, ancho interior útil en mm | 530 |
| Cuba, fondo del cesto superior en mm | 523 |
| Peso neto en kg | 81 |
| Cuba, fondo del cesto inferior en mm | 520 |
| Peso bruto en kg | 90 |

PWD 8692 [DC5 LAN]

Lavadora desinfectadora

con dosificación de líquido y secado con aire caliente DryPlus.

Código EAN: 4002516884880 / Número de material: 12800210 /

Número de material antiguo: 62869208SEE

Carga máxima sobre el suelo en N/m² 1220

| Valores de emisión | |
|--|---------------------|
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Disipación del calor en la habitación en MJ/h | 3,96 |
| Programas | |
| Vario TD Intensivo | • |
| Vario TD Dental | • |
| Vario Dental + | • |
| Vario TD Instr 4 filtros | • |
| Vario TD Instr 6 filtros | • |
| Vario TD Instr 8 filtros | • |
| Contenedor Vario TD | • |
| Vario TD AN | • |
| Vario TD MIC | • |
| Vario TD GIN | • |
| Vario TD ORL | • |
| Vario TD ORL + | • |
| Vario TD ORL óptica | • |
| Oftalmología | • |
| Ophtha-Tray A207 | • |
| Biberones | • |
| Calzado para quirófano | • |
| Instrumental para unidades hospitalarias | • |
| Universal | • |
| Aclarado agua fría | • |
| Equipamiento | |
| 1 dosificador en la puerta para abrillantador | • |
| 1 bomba dosificadora para detergente líquido | • |
| Lanza de succión para garrafas de 10–20 l (opcional) | • |
| Lanza de succión Komfort DC5 | • |
| Control del volumen de dosificación | • |
| Condensador de vapor | • |
| Control de la presión de lavado | • |
| Supervisión del brazo aspersor | • |
| Cómo secuenciar | • |
| Iluminación de la cuba | • |
| Sistema de filtro multicomponente | • |
| Bomba de agua de velocidad variable | • |
| Carro de carga – acoplamiento directo | • |
| DryPlus | • |
| Depósito de sal en la puerta | • |
| Interfaz óptica del Servicio técnico | • |
| Cuba soldada mediante tecnología láser, acabado perfecto | • |
| Resistencia fuera de la cuba | • |
| Cuba de acero inoxidable de alta calidad (1.4301/304) | • |
| Alcance de componentes (opción) | • |
| Posibilidades de conexión | |
| Interfaz WiFi/Ethernet | • |

PWD 8692 [DC5 LAN]
Lavadora desinfectadora
con dosificación de líquido y secado con aire caliente DryPlus.



Código EAN: 4002516884880 / Número de material: 12800210 /
Número de material antiguo: 62869208SEE

| | |
|---|---|
| Módulos de dosificación externos | • |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| Símbolo VDE (Seguridad eléctrica) | • |
| Tipo de protección IP según EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-1 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| Directiva RoHS 2011/65/UE | • |
| Clase de productos médicos UE IIb | • |